Каталог 2025/2026

Производство расходных материалов для реанимации, анестезиологии и хирургии

Биопсийные изделия Biomedical

МЕДИТЕК®
ЗНАМЯ ТРУДА



СОДЕРЖАНИЕ

Производство расходных материалов для реанимации, анестезиологии и хирургии 4

Пластыри, повязки 8
Аптечные бытовые пластыри 20
Лечебно-профилактические повязки 21
Трубки эндотрахеальные и трахеостомические 25
Маски ларингеальные 35
Воздуховоды 37
Зонды и катетеры 39
Инфузионные системы и иглы-бабочки 46
Катетеры периферические 48
Мочеприемники 49
Электроды 52

Биопсийные изделия Biomedical 56



ПРОИЗВОДСТВО РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ДЛЯ РЕАНИМАЦИИ, АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И ХИРУРГИИ



Мы производим широкий ассортимент медицинских расходных материалов, которые значительным образом повышают возможности медицинского персонала, а так же создают наиболее комфортные условия лечения для пациентов.

Все наши медицинские изделия соответствуют мировым стандартам качества и имеют всю необходимую разрешительную документацию.

За более чем 10-тилетнюю деятельность наша продукция вошла в тройку самых покупаемых изделий медицинского назначения в России.

Каждое второе лечебное учреждение страны использует продукцию компании «МЕДИТЕК «Знамя Труда» в повседневной практике.

МЕДИТЕК®
ЗНАМЯ ТРУДА

Мы производим:

Расходные материалы для реанимации, хирургии и анестезиологии

Эндотрахеальные и трахеостомические трубки; питающие, желудочные и ректальные зонды; аспирационные катетеры и наконечники; ларингиальные маски и воздуховоды.



Перевязочные материалы

Катушечные и рулонные медицинские фиксирующие пластыри; стерильные офтальмологические повязки; повязки для фиксации и для закрытия ран; инцизные пленки; лечебно-профилактические повязки.



Изделия для сосудистого доступа

Инфузионные системы, периферические катетеры, иглы-бабочки.



Мочеприемники

Прикроватные, носимые, педиатрические, стерильные и нестерильные.



Одноразовые ЭКГ-электроды

Стандартные, рентген-прозрачные и МРТ-совместимые, с выносным коннектором и др.



Мы предлагаем нашим клиентам:

Высокое качество

Наши изделия соответствуют российским и международным стандартам и, помимо регистрационных удостоверений РФ, имеют CE и FDA сертификаты.

Доступную цену

Стоимость наших расходных материалов позволяет закупить их любым ЛПУ страны вне зависимости от уровня их финансирования.

Большой ассортимент

Широкая линейка продуктов позволяет удовлетворить основные потребности ЛПУ в расходных материалах.

Инновационные разработки

Мы производим уникальные медицинские изделия, многие из которых стали неотъемлемой частью лечебного процесса и широко используются персоналом ЛПУ.

Постоянное расширение ассортимента

Уровень мирового и российского здравоохранения активно растет, соответственно, меняются потребности наших покупателей. Отслеживая подобные изменения, мы постоянно расширяем ассортимент производимых нами товаров.

Короткие сроки поставки

Весь ассортимент продукции представлен на складе.

КРУОПОР®

Фиксирующий рулонный пластырь на нетканой (бумажной) основе.



Гипоаллергенный фиксирующий пластырь на бумажной основе, обладающий щадящей адгезией. Хорошо фиксирующийся в областях с волосяным покровом, при этом легко и безболезненно удаляющийся, не вызывая раздражений. Нестерильный.

Состав: основа — вискоза + полиэфирное волокно, адгезив — гипоаллергенный, безвредный для кожи медицинский термоклей.

Рекомендации по применению: для щадящей фиксации повязок, трубок, зондов, дренажей, катетеров, канюль на нежной коже, включая повязки на лице, глазах. Рекомендуется использовать в педиатрии, неонатологии.

Кат. номер	Размер (см)	Упаковка
806040	1.25x914	24 рулона/упаковка, 720 рулонов/коробка
806041	2.5x914	12 рулонов/упаковка, 360 рулонов/коробка
806042	5x914	6 рулонов/упаковка, 180 рулонов/коробка
806043	7.5x914	6 рулонов/упаковка, 180 рулонов/коробка
806140	1.25x500	24 рулона/упаковка, 720 рулонов/коробка
806141	2.5x500	12 рулонов/упаковка, 360 рулонов/коробка
806142	5x500	6 рулонов/упаковка, 180 рулонов/коробка
806143	7.5x500	6 рулонов/упаковка, 180 рулонов/коробка

КРУОПЛАСТ

Фиксирующий рулонный пластырь на основе перфорированной полиэтиленовой пленки.



Гипоаллергенный фиксирующий пластырь на основе перфорированного прозрачного пластика. Водонепроницаемый. Надежно фиксируется, легко рвется в обоих направлениях и не оставляет следов на коже после удаления. Позволяет осуществлять визуальный контроль места фиксации. Нестерильный.

Состав: основа — перфорированная полиэтиленовая пленка, адгезив — гипоаллергенный, безвредный для кожи медицинский термоклей.

Рекомендации по применению: для влагостойкой фиксации повязок, трубок, зондов, дренажей, катетеров, канюль. Рекомендуется на нежной коже включая повязки на лице, глазах.

Кат. номер	Размер (см)	Упаковка
806050	1.25x914	24 рулона/упаковка, 720 рулонов/коробка
806051	2.5x914	12 рулонов/упаковка, 360 рулонов/коробка
806052	5x914	6 рулонов/упаковка, 180 рулонов/коробка
806053	7.5x914	6 рулонов/упаковка, 180 рулонов/коробка
806150	1.25x500	24 рулона/упаковка, 720 рулонов/коробка
806151	2.5x500	12 рулонов/упаковка, 360 рулонов/коробка
806152	5x500	6 рулонов/упаковка, 180 рулонов/коробка
806153	7.5x500	6 рулонов/упаковка, 180 рулонов/коробка

01 ПЛАСТЫРИ, ПОВЯЗКИ

КРУОСИЛК

Фиксирующий рулонный пластырь на тканой основе (искусственный шелк).



Гипоаллергенный фиксирующий пластырь на основе искусственного шелка. Высокопрочный. Удаляется безболезненно и без остатков. Нестерильный.

Состав: основа — ацетат целлюлозы, адгезив — гипоаллергенный, безвредный для кожи медицинский термоклей.

Рекомендации по применению: для фиксации повязок, трубок, зондов, дренажей, катетеров, канюль.

Кат. номер	Размер (см)	Упаковка
806060	1.25x914	24 рулона/упаковка, 720 рулонов/коробка
806061	2.5x914	12 рулонов/упаковка, 360 рулонов/коробка
806062	5x914	6 рулонов/упаковка, 180 рулонов/коробка
806063	7.5x914	6 рулонов/упаковка, 180 рулонов/коробка
806160	1.25x500	24 рулона/упаковка, 720 рулонов/коробка
806161	2.5x500	12 рулонов/упаковка, 360 рулонов/коробка
806162	5x500	6 рулонов/упаковка, 180 рулонов/коробка
806163	7.5x500	6 рулонов/упаковка, 180 рулонов/коробка

КРУОЦИНК

Фиксирующий рулонный пластырь на тканой (текстильной) основе, адгезив с оксидом цинка.



Фиксирующий пластырь на текстильной основе с клеем, включающим оксид цинка для высокой адгезивной способности в любых условиях. Не оставляет следов на коже после удаления. Нестерильный.

Состав: основа — 100% хлопок, адгезив — гипоаллергенный безвредный для кожи медицинский термоклей с оксидом цинка.

Рекомендации по применению: для фиксации повязок, трубок, зондов, дренажей, катетеров, канюль, для иммобилизации пациентов.

Кат. номер	Размер (см)	Упаковка
806070	1.25x914	24 рулона/упаковка, 720 рулонов/коробка
806071	2.5x914	12 рулонов/упаковка, 360 рулонов/коробка
806072	5x914	6 рулонов/упаковка, 180 рулонов/коробка
806073	7.5x914	6 рулонов/упаковка, 180 рулонов/коробка
806170	1.25x500	24 рулона/упаковка, 720 рулонов/коробка
806171	2.5x500	12 рулонов/упаковка, 360 рулонов/коробка
806172	5x500	6 рулонов/упаковка, 180 рулонов/коробка
806173	7.5x500	6 рулонов/упаковка, 180 рулонов/коробка

КРУПОФИКС

Фиксирующий рулонный пластырь на нетканой основе.



Гипоаллергенная перфорированная пластырная повязка на нетканой основе. Особо мягкая, легко принимает любую форму поверхности, слегка растягивается, надежно фиксируется. Не оставляет следов на коже после удаления. Нестерильный.

Состав: основа — нетканый материал, адгезив — гипоаллергенный, безвредный для кожи медицинский термоклей.

Рекомендации по применению: для сплошной фиксации раневых, послеоперационных повязок, в особенности на подвижных частях тела, для фиксации приборов, катетеров и канюль. Рекомендуется для пациентов с чувствительной кожей.

Кат. номер	Размер (см)	Упаковка
806010	5x1000	1 рулон/упаковка, 100 рулонов/коробка
806011	10x1000	1 рулон/упаковка, 50 рулонов/коробка
806012	15x1000	1 рулон/упаковка, 50 рулонов/коробка
806013	20x1000	1 рулон/упаковка, 25 рулонов/коробка

КРУОФИЛЬМ

Фиксирующий рулонный пластырь на основе полимерной пленки.



Гипоаллергенная прозрачная пластырная повязка на основе особо тонкого полимера. Не оставляет следов на коже после удаления. Прозрачная пленка обеспечивает надежную защиту от инфекции при закрытии ран. Позволяет следить за ходом раневого процесса не снимая пластырь. При адгезии приобретает анатомическую форму и не вызывает неудобства. Нестерильный.

Состав: основа — особо тонкий полимер, адгезив — гипоаллергенный, безвредный для кожи полиакрилат.

Рекомендации по применению: для фиксации катетеров и канюль, покрытия повязок.

Кат. номер	Размер (см)	Упаковка
806020	5x1000	1 рулон/упаковка, 100 рулонов/коробка
806021	10x1000	1 рулон/упаковка, 50 рулонов/коробка
806022	15x1000	1 рулон/упаковка, 50 рулонов/коробка
806023	20x1000	1 рулон/упаковка, 25 рулонов/коробка

01 ПЛАСТЫРИ, ПОВЯЗКИ

РОЛОФИКС

Фиксирующий рулонный пластырь на нетканой основе с сорбционной подушечкой.



Гипоаллергенный фиксирующий пластырь из мягкого эластичного нетканого материала с сорбционной подушечкой, устраняющей запах, не прилипающей к ране. Нестерильный.

Состав: основа — нетканый материал, сорбционная подушечка — вискоза + полиэфир, адгезив — гипоаллергенный, безвредный для кожи полиакрилат.

Рекомендации по применению: для гигиенической обработки и ухода за незначительными повреждениями, для защиты от механических воздействий.

Кат. номер	Размер (см)	Упаковка
806031	4x100	1 рулон/упаковка, 300 рулонов/коробка
806032	6x100	1 рулон/упаковка, 300 рулонов/коробка
806033	8x100	1 рулон/упаковка, 300 рулонов/коробка
806034	6x500	1 рулон/упаковка, 60 рулонов/коробка

КРУОПЭД®

Стерильная повязка для фиксации периферических катетеров («штанишки»).



Является инновационной разработкой компании АО «МЕДИТЕК«Знамя Труда».

Гипоаллергенная повязка для фиксации периферических катетеров с впитывающей подушечкой. Сама повязка выполнена из фиксирующего материала с вырезом, что позволяет легко фиксировать внутривенные периферические катетеры, имеющие дополнительный порт. Повязка стерильна.

Возможны три варианта повязок:

1. Повязка на нетканой основе, сорбционная подушечка – вискоза + полиэфир, адгезив – гипоаллергенный, безвредный для кожи медицинский термоклей.
2. Повязка на основе полимерной пленки, сорбционная подушечка – вискоза + полиэфир, адгезив – гипоаллергенный, безвредный для кожи полиакрилат.
3. Трёхкомпонентная повязка - тело повязки из полимерной пленки, «штанишки» из дышащей нетканой основы, сорбционная подушечка – вискоза + полиэфир с алюминиевым покрытием, адгезив – гипоаллергенный, безвредный для кожи полиакрилат.

Рекомендации по применению: для фиксации дренажных и периферических катетеров.

Кат. номер	Размер (см)	Упаковка
811013	6x8 (нетканая основа)	100 штук/упаковка, 2000 штук/коробка
811012	7.6x5.1 (нетканая основа)	100 штук/упаковка, 2000 штук/коробка
811213	6x8 (полимерная основа)	100 штук/упаковка, 3000 штук/коробка
811214	6x8 (трехкомп. основа)	50 штук/упаковка, 1000 штук/коробка

КРУОПЭД®

Стерильная повязка для фиксации дренажных катетеров.



Является инновационной разработкой компании АО «МЕДИТЕК«Знамя Труда».

Гипоаллергенная повязка для фиксации дренажных катетеров с впитывающей подушечкой. Сама повязка выполнена из фиксирующего материала в виде штанишек с круглым вырезом посередине. Повязка стерильна.

Состав: основа — нетканый материал, сорбционная подушечка — вискоза + полиэфир, адгезив — гипоаллергенный, безвредный для кожи медицинский термоклей.

Рекомендации по применению: для фиксации дренажных катетеров.

Кат. номер	Размер (см)	Упаковка
801020	12x14 (нетканая основа)	25 штук/упаковка, 400 штук/коробка

КРУОПЭД®

Стерильная повязка для фиксации эндотрахеальных трубок.



Является инновационной разработкой компании АО «МЕДИТЕК«Знамя Труда».

Гипоаллергенная повязка из вспененного полиуретана для фиксации эндотрахеальной трубки. Повязка стерильна. Надежно защищает от влаги. Не оставляет следов на коже после удаления.

Состав: основа — 100% вспененный полиуретан, адгезив — гипоаллергенный, безвредный для кожи полиакрилат.

Рекомендации по применению: для фиксации эндотрахеальных трубок.

Кат. номер	Размер (см)	Упаковка
811015	7x23 (вспененный полиуретан)	50 штук/упаковка, 1000 штук/коробка
811016	5x16 (вспененный полиуретан)	50 штук/упаковка, 1200 штук/коробка

01 ПЛАСТЫРИ, ПОВЯЗКИ

КРУОФРЕЙМ

Стерильная повязка для фиксации периферических катетеров на основе полимерной пленки.



Прозрачная гипоаллергенная повязка позволяет надежно фиксировать и наблюдать за состоянием катетера. Повязка воздухопроницаема, обеспечивает защиту от влаги и загрязнений. Уникальная система наложения с помощью рамки обеспечивает точное размещение повязки и простоту использования. Не оставляет следов на коже после удаления.

Состав: основа — полимерная пленка, адгезив — гипоаллергенный, безвредный для кожи полиакрилат.

Рекомендации по применению: для фиксации периферических и центральных венозных катетеров.

Кат. номер	Размер (см)	Упаковка
812005	6x7 (сплошная)	100 штук/упаковка, 3000 штук/коробка
812006	6x7 (с вырезом)	100 штук/упаковка, 3000 штук/коробка
812007	6x7 (с подушечкой)	100 штук/упаковка, 3000 штук/коробка

КРУОФРЕЙМ

Стерильная повязка для фиксации центральных катетеров на основе полимерной пленки.



Защитная и фиксирующая повязка для центральных венозных катетеров. Повязка имеет омегаобразную рамку из вспененной основы. В центре повязки мембрана, которая пропускает испарения кожи, однако препятствует проникновению микроорганизмов, а также позволяет вести визуальное наблюдение за местом пункции. Имеет две дополнительные липкие полоски из вспененной основы для фиксации катетера. Повязка стерильна.

Состав: основа — полимерная пленка, вспененный полиуретан, адгезив — гипоаллергенный, безвредный для кожи полиакрилат.

Рекомендации по применению: для фиксации центральных венозных катетеров.

Кат. номер	Размер (см)	Упаковка
812008	7.5x9.6	50 штук/упаковка, 1000 штук/коробка
812009	8 x13.5	50 штук/упаковка, 1000 штук/коробка
812010	6.7x7.2	50 штук/упаковка, 1000 штук/коробка

НАЗОФИКС

Стерильная повязка для фиксации назальных катетеров.



Стерильная гипоаллергенная фиксирующая повязка для назальных катетеров белого или бежевого цвета. Обладает сильной клеящей способностью. Особо прочная.

Состав: основа — полиэстер, адгезив — гипоаллергенный, безвредный для кожи полиакрилат.

Рекомендации по применению: для фиксации назальных катетеров.

Кат. номер	Размер (см)	Упаковка
811011	6x8	100 штук/упаковка, 2000 штук/коробка
811014	7x7.1	100 штук/упаковка, 2000 штук/коробка

КРУПОДЕРМ®

Стерильная самофиксирующаяся повязка на нетканой основе с впитывающей подушечкой.



Стерильная гипоаллергенная самофиксирующаяся повязка на мягкой эластичной нетканой основе с впитывающей подушечкой, покрытой устраняющим запахи не прилипающим к ране слоем.

Состав: основа — полиэстер, сорбционная подушечка — вискоза + полиэфир, адгезив — гипоаллергенный, безвредный для кожи медицинский термоклей.

Рекомендации по применению: для стерильного ухода за послеоперационными ранами и прочими повреждениями кожи, для защиты участков введения внутривенных катетеров и мест венопункции.

Кат. номер	Размер (см)	Упаковка
801011	6x7	100 штук/упаковка, 1200 штук/коробка
801013	9x10	30 штук/упаковка, 720 штук/коробка
801014	9x15	30 штук/упаковка, 720 штук/коробка
801015	10x20	25 штук/упаковка, 450 штук/коробка
801016	10x25	25 штук/упаковка, 450 штук/коробка
801017	10x30	25 штук/упаковка, 300 штук/коробка
801018	10x35	25 штук/упаковка, 300 штук/коробка

01 ПЛАСТЫРИ, ПОВЯЗКИ

КРУОТЕК

Стерильная самофиксирующаяся повязка на полимерной основе с впитывающей подушечкой.



Стерильная гипоаллергенная самофиксирующаяся повязка на основе особо тонкого полимера с впитывающей подушечкой, покрытой не прилипающим к ране и устраняющим запах слоем. Обеспечивает надежную защиту от бактерий и вирусов, влаги. Позволяет следить за ходом раневого процесса не снимая повязку.

Состав: основа — особо тонкий полимер, сорбционная подушечка — вискоза + полиэфир, полиэтиленовая сетка, адгезив — гипоаллергенный, безвредный для кожи полиакрилат.

Рекомендации по применению: для стерильного ухода за послеоперационными ранами и прочими повреждениями кожи, для защиты участков введения внутривенных катетеров и мест венопункции.

Кат. номер	Размер (см)	Упаковка
802012	6x7	100 штук/упаковка, 1200 штук/коробка
802014	9x10	50 штук/упаковка, 1200 штук/коробка
802015	9x15	50 штук/упаковка, 1200 штук/коробка
802016	10x20	50 штук/упаковка, 900 штук/коробка
802018	10x25	50 штук/упаковка, 750 штук/коробка

КРУОСОРБ

Стерильная самофиксирующаяся повязка на полимерной основе.



Стерильная гипоаллергенная самофиксирующаяся повязка на основе особо тонкого полимера. Воздухопроницаема, обеспечивает надежную защиту от бактерий и вирусов, влаги. Позволяет следить за ходом раневого процесса не снимая повязку. Не оставляет следов на коже после удаления.

Состав: основа — особо тонкий полимер, адгезив — гипоаллергенный, безвредный для кожи полиакрилат.

Рекомендации по применению: для закрытия неинфицированных ран, фиксации катетеров и канюль, покрытия повязок.

Кат. номер	Размер (см)	Упаковка
811211	9x10	100 штук/упаковка, 2000 штук/коробка
811212	9x15	100 штук/упаковка, 2000 штук/коробка

ХОЛМОСОРБ

Стерильная гипоаллергенная неволокнистая абсорбирующая повязка.



Стерильная гипоаллергенная неволокнистая абсорбирующая повязка. Повязка с не прилипающим к ране слоем легко прикладывается и целиком снимается после абсорбции экссудата.

Состав: основа — вискоза + полиэтилен, полиэтиленовая сетка.

Рекомендации по применению: для общей обработки ран, в качестве тампонов и повязок, для лечения трофических язв, пролежней и других ран с высокой и средней степенью экссудации.

Кат. номер	Размер (см)	Упаковка
810010	5x5	50 штук/упаковка, 1800 штук/коробка
810014	10x10	50 штук/упаковка, 1800 штук/коробка

ХОЛМОСОРБ (кармашек)

Стерильная гипоаллергенная неволокнистая абсорбирующая повязка.



Является инновационной разработкой компании АО «МЕДИТЕК«Знамя Труда».

Стерильная гипоаллергенная самофиксирующаяся повязка, представляющая собой нетканую часть, с помощью которой повязка фиксируется на теле пациента и «кармашек» из абсорбирующего материала, в который помещается трубка катетера.

Состав: основа — полиэстер, адгезив — гипоаллергенный, безвредный для кожи полиакрилат.

Рекомендации по применению: для защиты катетеров.

Кат. номер	Размер (см)	Упаковка
810015	8x17	25 штук/упаковка, 300 штук/коробка

АРТОФИКС

Стерильная самофиксирующаяся компресс-повязка с ограждающей рамкой.



Является инновационной разработкой компании АО «МЕДИТЕК«Знамя Труда».

Стерильная компресс-повязка с ограждающей рамкой. Состоит из трех компонентов: особо плотная гипоаллергенная адгезивная нетканая основа, полимерная пленка, которая обеспечивает водонепроницаемость повязки и внутренняя часть — квадратная ламинированная рамка из нетканого материала. Данная трехкомпонентная структура обеспечивает полное отсутствие контакта тела с внешней средой. Артофикс оптимально подходит для лечебных компрессов.

Состав: основа — полиэстер, полимерная сетка, ограждающая рамка — вискоза + полиэфир, адгезив — гипоаллергенный, безвредный для кожи полиакрилат.

Рекомендации по применению: форма для наложения лечебных, холодных, горячих, согревающих компрессов. Для закладывания мазей и жидких лекарственных форм под ограждающую рамку.

Кат. номер	Размер (см)	Упаковка
801023	15x15	25 штук/упаковка, 400 штук/коробка

01 ПЛАСТЫРИ, ПОВЯЗКИ

СЕЙФОФИКС

Стерильная самофиксирующаяся компресс-повязка с дополнительной подушечкой.



Является инновационной разработкой компании АО «МЕДИТЕК«Знамя Труда».

Гипоаллергенная компресс-повязка с подушечкой. Стерильная гипоаллергенная самоклеящаяся повязка на мягкой эластичной нетканой основе с впитывающей подушечкой и дополнительной впитывающей не прилипающей подушечкой, накладываемой под повязку. Данная структура обеспечивает полное отсутствие контакта тела с внешней средой и препятствует проникновению воздуха, жидкости, лекарственного вещества.


Состав: основа — полиэстер, полимерная сетка, сорбционная подушечка — вискоза + полиэфир, адгезив — гипоаллергенный, безвредный для кожи полиакрилат.

Рекомендации по применению: форма для наложения холодных, горячих, согревающих, лечебных компрессов.

Кат. номер	Размер (см)	Упаковка
801022	18x18	25 штук/упаковка, 400 штук/коробка

КРУОСТРИП

Стерильные пластырные полоски для сведения краев ран.



Стерильные гипоаллергенные пластырные полоски для сведения краев ран. Не вызывают мацерацию кожи, надежно держатся, удаляются безболезненно и без остатка.

Состав: основа — 100% нейлон, с армированной нитью адгезив — гипоаллергенный, безвредный для кожи полиакрилат.

Рекомендации по применению: для атравматического закрытия небольших ран и хирургических разрезов, а также для сопоставления краев раны и стабилизации свежих послеоперационных рубцов.

Кат. номер	Размер (см)	Упаковка
815001	0,3x7,5 (5 полосок на блистере)	1 блистер отдельно упакован и содержит 5 полосок, 20 блистеров в упаковке = 100 полосок, 50 упаковок в коробке = 1000 блистеров = 5000 полосок
815002	0,6x7,5 (3 полоски на блистере)	1 блистер отдельно упакован и содержит 3 полоски, 20 блистеров в упаковке = 60 полосок, 50 упаковок в коробке = 1000 блистеров = 3000 полосок
815005	1,3x10 (3 полоски на блистере, 2 блистера в инд. уп.)	В одной индивид. упаковке 2 блистера по 3 полоски на каждом, 20 инд. упаковок в групповой упаковке = 40 блистеров = 120 полосок, 50 групповых упаковок в коробке = 2000 блистеров = 6000 полосок

ОФТАЛОФИКС

Стерильная офтальмологическая повязка самофиксирующаяся.



Стерильная гипоаллергенная, самофиксирующаяся повязка на глаз с не прилипающей подушечкой, которая хорошо впитывает слезу и снабжена слоем, устраняющим запах. Возможны варианты повязок: белого цвета, бежевого цвета, а также повязки не пропускающие свет.

Состав: основа — полиэстер, полимерная сетка, сорбционная подушечка — вискоза + полиэфир, адгезив — гипоаллергенный, безвредный для кожи полиакрилат.

Рекомендации по применению: для лечения косоглазия, амблиопии и закрытия глаза после хирургического вмешательства.

Кат. номер	Размер (см)	Упаковка
803210	5.8x8.3(бежевый)	50 штук/упаковка, 1200 штук/коробка
803211	6.5x9.5 (бежевый)	50 штук/упаковка, 1200 штук/коробка
803212	5x7.5 (бежевый)	50 штук/упаковка, 1200 штук/коробка
803412	5x7.5 (св.защитная)	50 штук/упаковка, 1200 штук/коробка

АЙПЭД

Стерильная глазная повязка в виде подушечки.



Стерильная гипоаллергенная повязка на глаз в виде подушечки, которая хорошо впитывает слезу.

Состав: основа — вискоза+полиэфир, полиэтиленовая сетка.

Рекомендации по применению: для лечения косоглазия, амблиопии и закрытия глаза после хирургического вмешательства.

Кат. номер	Размер (см)	Упаковка
803310	5.5x7.5	50 штук/упаковка, 1200 штук/коробка

01 ПЛАСТЫРИ, ПОВЯЗКИ

КРУОФИН

Стерильная мазевая повязка.



Стерильная мазевая повязка на основе крупноячеистой обезжиренной хлопковой ткани с парафиновой пропиткой. Повязка гипоаллергенна. Поддерживает в ране влажную среду и значительно ускоряет процесс лечения плохо заживающих ран. За счет парафиновой композиции обеспечивает атравматичность повязки — повязка не прилипает к ране, вследствие чего не травмируется ростковый слой эпителия.

Состав: основа — 100% обезжиренная хлопковая ткань. Мазевая масса на основе парафина.

Рекомендации по применению: для лечения ожогов, трофических и диабетических язв, пролежней, ссадин, при трансплантации кожи.

Кат. номер	Размер (см)	Упаковка
808011	5x10	50 штук/упаковка, 1200 штук/коробка
808012	10x11	30 штук/упаковка, 720 штук/коробка
808013	10x20	20 штук/упаковка, 480 штук/коробка
808014	10x30	15 штук/упаковка, 360 штук/коробка

ХОЛМЕКС

Стерильное разрезаемое операционное покрытие.



Инцизная пленка (стерильное разрезаемое операционное покрытие) является механическим барьером, препятствующим попаданию кожной микрофлоры в операционную рану. Стерильна.

Состав: основа — особо тонкий полимер, адгезив — гипоаллергенный, безвредный для кожи полиакрилат.

Рекомендации по применению: липкая операционная пленка накладывается на операционное поле после обычной предоперационной подготовки. Разрез проводится непосредственно через пленку, которая остается на коже до конца операции. Перед зашиванием кожной раны рекомендуем полностью снять пленку.

Кат. номер	Размер (см)	Упаковка
805016	20x30	30 штук/упаковка, 540 штук/коробка
805020	15x20	40 штук/упаковка, 720 штук/коробка
805025	30x40	20 штук/упаковка, 360 штук/коробка
805030	40x50	20 штук/упаковка, 360 штук/коробка

02 АПТЕЧНЫЕ БЫТОВЫЕ ПЛАСТЫРИ



Пластырь медицинский фиксирующий гипоаллергенный стерильный с впитывающей подушечкой.

- Из полиэтиленовой перфорированной пленки.

Состав: основа – полиэтиленовая перфорированная пленка с сорбционной подушечкой (вискоза+полиэфир, полиэтиленовая сетка), адгезив – гипоаллергенный, безвредный для кожи полиакрилат.

Рекомендации по применению: для закрытия небольших ран и ссадин, мелких повреждений кожи. Защищает от воды и загрязнений, смягчает механическое воздействие.

Кат. номер	Размер (см)	Упаковка
105012	1.9x7.2	20 штук/упаковка, 10000 штук/коробка



Пластырь медицинский фиксирующий гипоаллергенный стерильный с впитывающей подушечкой.

- Из перфорированной пленки на основе ЭВА (этиленвинилацетат).

Состав: основа – перфорированная пленка на основе ЭВА (этиленвинилацетат) с сорбционной подушечкой (вискоза+полиэфир, полиэтиленовая сетка), адгезив – гипоаллергенный, безвредный для кожи полиакрилат.

Рекомендации по применению: для закрытия небольших ран и ссадин, мелких повреждений кожи. Защищает от воды и загрязнений, смягчает механическое воздействие.

Кат. номер	Размер (см)	Упаковка
105016	1.9x7.2	20 штук/упаковка, 10000 штук/коробка



Пластырь медицинский фиксирующий гипоаллергенный стерильный с впитывающей подушечкой.

- Из эластичной текстильной ткани.

Состав: основа – эластичная текстильная ткань с сорбционной подушечкой (вискоза+полиэфир, полиэтиленовая сетка), адгезив – гипоаллергенный, безвредный для кожи полиакрилат.

Рекомендации по применению: для закрытия небольших ран и ссадин, мелких повреждений кожи. Защищает от воды и загрязнений, смягчает механическое воздействие.

Кат. номер	Размер (см)	Упаковка
105010	1.9x7.2	20 штук/упаковка, 10000 штук/коробка

03 ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПОВЯЗКИ



АЛЬГИТЕК

Альгинатная повязка.

Кат. номер	Размер (см)	Упаковка
G5405	2x30	10/600
G5301	5x5	10/600
G5304	10x10	10/600
G5306	10x20	5/100
G5315	20x20	5/100



АЛЬГИТЕК С

Альгинатная повязка с ионами серебра.

Кат. номер	Размер (см)	Упаковка
G5508	2x45	10/600
G5505	2x30	10/600
G5501	5x5	10/600
G5503	10x10	10/600
G5506	10x20	10/200
G5515	20x20	5/100

Характеристика продукции и механизм действия:

1. При взаимодействии повязки с раневым отделяемым образуется гель, защищающий раневую поверхность, в следствие чего процесс заживления происходит значительно быстрее.
2. Высвобождение ионов кальция активирует протромбин и останавливает капиллярное кровотечение.
3. Комплекс альгинатных волокон с ионами кальция обволакивает нервные окончания, уменьшая тем самым болевые ощущения.
4. В процессе образования геля бактерии заключаются в гелевой матрице, за счет чего достигается бактериостатический эффект.
5. Биодеградируема.
6. Альгитек С дополнительно обладает выраженным антибактериальным действием за счет ионов серебра. Срок антибактериального действия повязки 5-7 дней, при этом антибактериальная эффективность до 99%.
7. Высокая абсорбционная способность.

Альгинатные повязки представляют собой смесь альгинатных волокон, полученных из водорослей, с ионами кальция.

Состав Альгитек: комплекс альгинатных волокон, ионы кальция.

Состав Альгитек С: комплекс альгинатных волокон, ионы кальция, ионы серебра.

Рекомендации по применению: для всех видов экссудативных ран, всех видов острых и хронических геморрагических ран, всех видов сложно заживляемых ран таких, как: венозных язв голени, пролежней, диабетических ран, послеоперационных гнойных ран и абсцессов.



ГИДРОТЕК

Гидроколлоидная повязка.

Без утолщения			С утолщением (рамкой)		
Кат. номер	Размер (см)	Упаковка	Кат. номер	Размер (см)	Упаковка
G1402	5x5	20/400	G1302	5x5	10/600
G1405	7.5x7.5	10/200	G1305	7.5x7.5	10/400
G1406	8x12	20/400	G1307	8x12	10/200
G1410	5x10	20/400	G1310	5x10	20/400
G1408	10x10	10/300	G1308	10x10	10/300
G1415	15x15	5/50	G1314	15x18	5/125
G1417	15x20	5/50	G1315	15x15	10/200
G1418	20x20	10/300	G1317	15x20	5/50
			G1318	20x20	10/30



ГИДРОТЕК С

Гидроколлоидная повязка с ионами серебра.

Без утолщения			С утолщением (рамкой)		
Кат. номер	Размер (см)	Упаковка	Кат. номер	Размер (см)	Упаковка
G1452	5x5	20/400	G1352	5x5	10/600
G1455	7.5x7.5	10/200	G1355	7.5x7.5	10/400
G1456	8x12	20/400	G1356	8x12	20/400
G1471	5x10	20/400	G1371	5x10	20/600
G1458	10x10	10/300	G1358	10x10	10/300
G1459	15x15	5/50	G1353	15x15	10/300
G1461	15x20	5/50	G1361	15x20	5/50
G1462	20x20	10/300	G1362	20x20	10/300

Характеристика продукции и механизм действия:

1. При поглощении раневого секрета гидроколлоидными компонентами повязки, последние набухают и переходят в гель, который расширяется в ране и поддерживает ее влажность. При этом гель сохраняет всасывающую способность до тех пор, пока гидроколлоиды не насыщаются.
2. В результате абсорбции экссудата гидроколлоидная повязка увеличивается в объеме, плотно перекрывая края раны, что предотвращает вытекание экссудата.
3. При использовании повязки в ране создается влажная среда, что ускоряет эпителизацию раны и создает обезболивающий эффект.
4. Под повязкой, в области раны, поддерживается температура практически идентичная температуре тела, что так же стимулирует заживление раны.
5. Снятие повязки безболезненно для пациента.
6. Слабокислая среда способствует удалению корок.
7. Повязка предохраняет вновь образовавшуюся грануляционную ткань.
8. Гидротек С дополнительно обладает мощным антибактериальным действием за счет ионов серебра. Срок антибактериального действия повязки 5-7 дней, при этом антибактериальная эффективность до 99%.

Повязки представляют собой смесь гелеподобного адгезива с гидрофильными гранулами карбоксиметилцеллюлозы.

Состав Гидротек: смесь гелеподобного адгезива с гидрофильными гранулами карбоксиметилцеллюлозы.

Состав Гидротек С: смесь гелеподобного адгезива с гидрофильными гранулами карбоксиметилцеллюлозы и ионами серебра.

Рекомендации по применению: язвы, пролежни I-II стадии, небольшие ожоги, послеоперационные раны, все виды поверхностных ран.


03 ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПОВЯЗКИ



СОРБОТЕК®

Полиуретановая губчатая повязка.

Кат. номер	Размер (см)	Упаковка
G3141	6x7	10/480
G3122	10x10	10/360
G3131	10x15	10/240
G3123	10x20	10/240
G3132	10x25	10/100



СОРБОТЕК С®

Полиуретановая губчатая повязка с ионами серебра.

Кат. номер	Размер (см)	Упаковка
G3156	6x7	10/480
G3152	10x10	10/360
G3158	10x15	10/240
G3153	10x20	10/240
G3159	10x25	10/100

Характеристика продукции и механизм действия:

1. Высокая степень абсорбции экссудата и значительное уменьшение мацерации кожи.
2. Удерживает жидкость внутри.
3. Повязка водонепроницаема и предотвращает попадание инфекции в рану.
4. При использовании повязки в ране создается оптимальная среда, способствующая скорейшему заживлению раны.
5. Повязка не прилипает к ране, безболезненно удаляется.
6. Мягкая, эластичная повязка предохраняет рану от внешнего давления.
7. Сорботек С обладает мощным антибактериальным действием за счет ионов серебра. Срок антибактериального действия повязки 5-7 дней, при этом антибактериальная эффективность до 99%.


Повязки состоят из вспененного медицинского полиуретана, содержащего карбоксиметилцеллюлозу.

Состав Сорботек: вспененный медицинский полиуретан, карбоксиметилцеллюлоза.

Состав Сорботек С: вспененный медицинский полиуретан, карбоксиметилцеллюлоза, ионы серебра

Рекомендации по применению: для всех видов экссудативных ран, для ожогов 1-3 степени, для ран после подтяжки лица, атрофических ран, для всех видов сложно заживляемых ран таких, как: венозных язв голени, пролежней, диабетических ран, послеоперационных гнойных ран и абсцессов. Пенистая полиуретановая повязка с ионами серебра используется для инфицированных обильно экссудативных ран.


03 ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПОВЯЗКИ



СИЛЬВЕРТЕК®

Повязка с ионами серебра.

Кат. номер	Размер (см)	Упаковка
G7101	5x5	50/3600
G7102	10x10	10/600
G7103	10x20	10/600
G7114	10x35	10/180



СИЛЬВЕРТЕК®

Повязка с ионами серебра самофиксирующаяся.

Кат. номер	Размер (см)	Упаковка
S1231	5x5	50/3600
S1202	6x7	50/1000
S1232	7.5x7.5	50/1000
S1204	10x10	50/1000
S1205	10x15	25/500
S1206	10x20	25/500
S1207	10x25	25/500
S1208	10x30	25/500
S1209	10x35	25/500

Является инновационной разработкой компании АО «МЕДИТЕК«Знамя Труда».

Характеристика продукции и механизм действия:

1. Повязка впитывает экссудат, предотвращает размножение и распространение бактерий, не препятствует действию лекарств.
2. Предохраняет рану от внешнего воздействия окружающей среды, предотвращает попадание вредоносных микроорганизмов в рану.
3. Повязка не прилипает к ране, безболезненно удаляется.
4. Ускоряет заживление раны, уменьшает вероятность образования грубых рубцов.
5. Срок антибактериального действия повязки 5-7 дней, при этом антибактериальная эффективность до 99%.

Представлена в двух вариантах:

1. Абсорбирующая нефиксирующаяся повязка на основе высокомолекулярного гигроскопичного волокна с ионами серебра.

2. Самофиксирующаяся повязка на основе нетканого материала с абсорбирующей подушечкой, содержащей ионы серебра.

Состав: основа – нетканый материал, ионы серебра.

Рекомендации по применению: инфицированные раны, тяжело поддающиеся лечению хронические раны, глубокие раны, нуждающиеся в хорошей защите от инфекций.

04 ТРУБКИ ЭНДОТРАХЕАЛЬНЫЕ И ТРАХЕОСТОМИЧЕСКИЕ

ОКСИТЕК Б

Эндотрахеальная трубка с манжетой оральная/назальная, тип «Мерфи».



- Эндотрахеальная трубка с манжетой большого объема низкого давления, тип «Мерфи».
- Имеет анатомический изгиб, устойчива к перегибам, рентгеноконтрастная полоса по всей длине, конец трубки скошенный закругленной формы, имеет окошко «Мерфи».
- Коннектор 15 мм, несмываемая маркировка трубки с указанием ключевых параметров.
- Стерильно. Нетоксично.

Состав: из прозрачного термопластичного нетоксичного ПВХ (поливинилхлорида).

Рекомендации по применению: для оральной и/или назальной интубации трахеи, проведения вспомогательной или искусственной вентиляции легких у больного, проведения ингаляционного наркоза. Манжета обеспечивает герметичный контакт трубки с трахеей.

Кат. номер	Размер (I.D.) mm	Упаковка
1112020	2,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1112025	2,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1112030	3,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1112035	3,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1112040	4,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1112045	4,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1112050	5,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1112055	5,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1112060	6,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1112065	6,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1112070	7,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1112075	7,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1112080	8,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1112085	8,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1112090	9,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1112095	9,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1112100	10,0	10 шт/уп, 100 шт/кор

ОКСИТЕК

Эндотрахеальная трубка без манжеты оральная/назальная, тип «Мерфи».



- Эндотрахеальная трубка без манжеты, тип «Мерфи».
- Имеет анатомический изгиб, устойчива к перегибам, рентгеноконтрастная полоса по всей длине, конец трубки скошенный закругленной формы, имеет окошко «Мерфи».
- Коннектор 15 мм, несмываемая маркировка трубки с указанием ключевых параметров.
- Стерильно. Нетоксично.

Состав: из прозрачного термопластичного нетоксичного ПВХ (поливинилхлорида).

Рекомендации по применению: для оральной и/или назальной интубации трахеи, проведения вспомогательной или искусственной вентиляции легких у больного, проведения ингаляционного наркоза.

Кат. номер	Размер (I.D.) mm	Упаковка
1111020	2,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1111025	2,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1111030	3,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1111035	3,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1111040	4,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1111045	4,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1111050	5,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1111055	5,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1111060	6,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1111065	6,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1111070	7,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1111075	7,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1111080	8,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1111085	8,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1111090	9,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1111095	9,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1111100	10,0	10 шт/уп, 100 шт/кор

04 ТРУБКИ ЭНДОТРАХЕАЛЬНЫЕ И ТРАХЕОСТОМИЧЕСКИЕ

ОКСИТЕК АРМ Б

Эндотрахеальная трубка с манжетой оральная/назальная, армированная, тип «Мерфи».



- Эндотрахеальная трубка армированная с манжетой большого объема низкого давления, тип «Мерфи».
- Имеет анатомический изгиб, имеет повышенную устойчивость к перегибам за счет армирующей спирали, рентгеноконтрастная полоса по всей длине, конец трубки скошенный закругленной формы, имеет окошко «Мерфи».
- Коннектор 15 мм, несмываемая маркировка трубки с указанием ключевых параметров.
- Стерильно. Нетоксично.

Состав: из прозрачного термопластичного нетоксичного ПВХ (поливинилхлорида).

Рекомендации по применению: для оральной и/или назальной интубации трахеи, проведения вспомогательной или искусственной вентиляции легких у больного, проведения ингаляционного наркоза. Манжета обеспечивает герметичный контакт трубки с трахеей. Трубка имеет повышенную устойчивость к перегибам и внешнему давлению с сохранением проходимого внутреннего просвета, что исключает опасность окклюзии трубки при внешних воздействиях.

Кат. номер	Размер (I.D.) mm	Упаковка
1142030	3,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1142035	3,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1142040	4,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1142045	4,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1142050	5,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1142055	5,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1142060	6,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1142065	6,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1142070	7,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1142075	7,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1142080	8,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1142085	8,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1142090	9,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1142095	9,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1142100	10,0	10 шт/уп, 100 шт/кор

ОКСИТЕК АРМ

Эндотрахеальная трубка без манжеты оральная/назальная, армированная, тип «Мерфи».



- Эндотрахеальная трубка армированная без манжеты, тип «Мерфи».
- Трубка имеет анатомический изгиб, имеет повышенную устойчивость к перегибам за счет армирующей спирали, рентгеноконтрастная полоса по всей длине, конец трубки скошенный закругленной формы, имеет окошко «Мерфи».
- Коннектор 15 мм, несмываемая маркировка трубки с указанием ключевых параметров.
- Стерильно. Нетоксично.

Состав: из прозрачного термопластичного нетоксичного ПВХ (поливинилхлорида).

Рекомендации по применению: для оральной и/или назальной интубации трахеи, проведения вспомогательной или искусственной вентиляции легких у больного, проведения ингаляционного наркоза. Трубка имеет повышенную устойчивость к перегибам и внешнему давлению с сохранением проходимого внутреннего просвета, что исключает опасность окклюзии трубки при внешних воздействиях.

Кат. номер	Размер (I.D.) mm	Упаковка
1141020	2,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1141025	2,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1141030	3,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1141035	3,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1141040	4,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1141045	4,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1141050	5,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1141055	5,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1141060	6,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1141065	6,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1141070	7,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1141075	7,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1141080	8,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1141085	8,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1141090	9,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1141095	9,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1141100	10,0	10 шт/уп, 100 шт/кор

04 ТРУБКИ ЭНДОТРАХЕАЛЬНЫЕ И ТРАХЕОСТОМИЧЕСКИЕ

ОРАЛТЕК®Б

Эндотрахеальная трубка с манжетой оральная, тип «Мерфи».



- Полярная (южная) эндотрахеальная трубка с манжетой большого объема низкого давления, тип «Мерфи».
- Предварительно сформированная С-образная конфигурация, устойчива к перегибам, рентгеноконтрастная полоса по всей длине, конец трубки скошенный закругленной формы, имеет окошко «Мерфи».
- Коннектор 15 мм, несмываемая маркировка трубки с указанием ключевых параметров.
- Стерильно. Нетоксично.

Состав: из прозрачного термопластичного нетоксичного ПВХ (поливинилхлорида).

Рекомендации по применению: для оральной интубации трахеи, проведения вспомогательной или искусственной вентиляции легких у больного, проведения ингаляционного наркоза. Манжета обеспечивает герметичный контакт трубки с трахеей.

Кат. номер	Размер (I.D.) mm	Упаковка
1122040	4,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1122045	4,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1122050	5,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1122055	5,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1122060	6,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1122065	6,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1122070	7,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1122075	7,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1122080	8,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1122085	8,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1122090	9,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1122095	9,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1122100	10,0	10 шт/уп, 100 шт/кор

ОРАЛТЕК®

Эндотрахеальная трубка без манжеты оральная, тип «Мерфи».



- Полярная (южная) эндотрахеальная трубка без манжеты, тип «Мерфи».
- Предварительно сформированная С-образная конфигурация, устойчива к перегибам, рентгеноконтрастная полоса по всей длине, конец трубки скошенный закругленной формы, имеет окошко «Мерфи».
- Коннектор 15 мм, несмываемая маркировка трубки с указанием ключевых параметров.
- Стерильно. Нетоксично.

Состав: из прозрачного термопластичного нетоксичного ПВХ (поливинилхлорида).

Рекомендации по применению: для оральной интубации трахеи, проведения вспомогательной или искусственной вентиляции легких у больного, проведения ингаляционного наркоза.

Кат. номер	Размер (I.D.) mm	Упаковка
1121030	3,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1121035	3,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1121040	4,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1121045	4,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1121050	5,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1121055	5,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1121060	6,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1121065	6,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1121070	7,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1121075	7,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1121080	8,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1121085	8,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1121090	9,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1121095	9,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1121100	10,0	10 шт/уп, 100 шт/кор

04 ТРУБКИ ЭНДОТРАХЕАЛЬНЫЕ И ТРАХЕОСТОМИЧЕСКИЕ

ОКСИТЕК НБ

Эндотрахеальная назальная трубка с манжетой, тип «Мерфи».



- Полярная (северная) эндотрахеальная трубка с манжетой большого обьема низкого давления, тип «Мерфи».
- Предварительно сформированная Г-образная конфигурация, устойчива к перегибам. Рентгеноконтрастная полоса по всей длине. Конец трубки скошенный закругленной формы, имеет окошко «Мерфи».
- Коннектор 15 мм, несмываемая маркировка трубки с указанием ключевых параметров.
- Стерильно. Нетоксично.

Состав: из прозрачного термопластичного нетоксичного ПВХ (поливинилхлорида).

Рекомендации по применению: для назальной интубации трахеи, проведения вспомогательной или искусственной вентиляции легких у больного, проведения ингаляционного наркоза. Манжета обеспечивает герметичный контакт трубки с трахеей.

Кат. номер	Размер (I.D.) mm	Упаковка
1132040	4,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1132045	4,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1132050	5,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1132055	5,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1132060	6,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1132065	6,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1132070	7,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1132075	7,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1132080	8,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1132085	8,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1132090	9,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1132095	9,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1132100	10,0	10 шт/уп, 100 шт/кор

ОКСИТЕК Н

Эндотрахеальная назальная трубка без манжеты, тип «Мерфи».



- Полярная (северная) эндотрахеальная трубка для назальной интубации без манжеты, тип «Мерфи».
- Предварительно сформированная Г-образная конфигурация, устойчива к перегибам, рентгеноконтрастная полоса по всей длине, конец трубки скошенный закругленной формы, имеет окошко «Мерфи».
- Коннектор 15 мм, несмываемая маркировка трубки с указанием ключевых параметров.
- Стерильно. Нетоксично.

Состав: из прозрачного термопластичного нетоксичного ПВХ (поливинилхлорида).

Рекомендации по применению: для назальной интубации трахеи, проведения вспомогательной или искусственной вентиляции легких у больного, проведения ингаляционного наркоза.

Кат. номер	Размер (I.D.) mm	Упаковка
1131030	3,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1131035	3,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1131040	4,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1131045	4,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1131050	5,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1131055	5,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1131060	6,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1131065	6,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1131070	7,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1131075	7,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1131080	8,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1131085	8,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1131090	9,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1131095	9,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1131100	10,0	10 шт/уп, 100 шт/кор

04 ТРУБКИ ЭНДОТРАХЕАЛЬНЫЕ И ТРАХЕОСТОМИЧЕСКИЕ

ЭИРТЕК Б

Трахеостомическая трубка с манжетой и внутренним обтуратором.



- Трахеостомическая трубка с обтуратором, с манжетой большого объема низкого давления.
- Устойчива к перегибам, рентгеноконтрастная полоса по всей длине, прозрачный несъемный коннектор 15 мм. На крылышках расположены отверстия для фиксации лентой.
- Две ленты для фиксации трубки к шее пациента.
- Стерильно. Нетоксично.

Состав: из прозрачного термопластичного нетоксичного ПВХ (поливинилхлорида).

Рекомендации по применению: для восстановления дыхательной функции и проведения вентиляции легких трахеостомированным пациентам, для самостоятельного дыхания пациента при непроходимости гортани и верхних отделов трахеи. Манжета обеспечивает герметичный контакт трубки с трахеей.

Кат. номер	Размер (I.D.) mm	Упаковка
1212040	4,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1212045	4,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1212050	5,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1212055	5,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1212060	6,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1212065	6,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1212070	7,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1212075	7,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1212080	8,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1212085	8,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1212090	9,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1212095	9,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1212100	10,0	10 шт/уп, 100 шт/кор

04 ТРУБКИ ЭНДОТРАХЕАЛЬНЫЕ И ТРАХЕОСТОМИЧЕСКИЕ

ЭИРТЕК

Трахеостомическая трубка без манжеты с внутренним обтуратором.



- Трахеостомическая трубка с обтуратором, без манжеты.
- Устойчива к перегибам, рентгеноконтрастная полоса по всей длине, прозрачный несъемный коннектор 15 мм. На крылышках расположены отверстия для фиксации лентой.
- Две ленты для фиксации трубки к шее пациента.
- Стерильно. Нетоксично.

Состав: из прозрачного термопластичного нетоксичного ПВХ (поливинилхлорида).

Рекомендации по применению: для восстановления дыхательной функции и проведения вентиляции легких трахеостомированным пациентам, для самостоятельного дыхания пациента при непроходимости гортани и верхних отделов трахеи.

Кат. номер	Размер (I.D.) mm	Упаковка
1211030	3,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1211035	3,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1211040	4,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1211045	4,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1211050	5,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1211055	5,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1211060	6,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1211065	6,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1211070	7,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1211075	7,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1211080	8,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1211085	8,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1211090	9,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
1211095	9,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
1211100	10,0	10 шт/уп, 100 шт/кор

05 МАСКИ ЛАРИНГЕАЛЬНЫЕ

ВЕНТЕК ПВХ

Маска ларингеальная с манжетой из ПВХ.



- Маска с манжетой большого объема низкого давления. Устойчива к перегибам.
- Прозрачность воздуховода маски обеспечивает своевременное выявление жидкости и конденсата.
- Несмываемая рентгеноконтрастная маркировка трубки с указанием ключевых параметров, коннектор 15 мм.
- Стерильно. Нетоксично.

Состав: из прозрачного термопластичного нетоксичного ПВХ (поливинилхлорида).

Рекомендации по применению: предназначена для обеспечения и поддержания проходимости дыхательных путей. ВЕНТЕК ПВХ может быть использована для неотложного обеспечения проходимости дыхательных путей и ИВЛ во время плановых и экстренных анестезиологических манипуляций. Она может применяться для неотложного обеспечения проходимости дыхательных путей в тех случаях, когда интубация трахеи невозможна по причинам отсутствия необходимого опыта или оборудования, а также после неудачных попыток интубации трахеи.

Кат. номер	Размер	Упаковка
3811010	№1,0	5 шт/уп, 50шт/кор
3811015	№1,5	5 шт/уп, 50шт/кор
3811020	№2,0	5 шт/уп, 50шт/кор
3811025	№2,5	5 шт/уп, 50шт/кор
3811030	№3,0	5 шт/уп, 50шт/кор
3811040	№4,0	5 шт/уп, 50шт/кор
3811050	№5,0	5 шт/уп, 50шт/кор

05 МАСКИ ЛАРИНГЕАЛЬНЫЕ

ВЕНТЕК С

Маска ларингеальная с манжетой силиконовая.



- Маска с манжетой большого обьема низкого давления. Устойчива к перегибам.
- Прозрачность воздуховода маски обеспечивает своевременное выявление жидкости и конденсата.
- Несмываемая рентгеноконтрастная маркировка трубки с указанием ключевых параметров, коннектор 15 мм.
- Стерильно. Нетоксично.

Состав: силикон.

Рекомендации по применению: предназначена для обеспечения и поддержания проходимости дыхательных путей. ВЕНТЕК С может быть использована для неотложного обеспечения проходимости дыхательных путей и ИВЛ во время плановых и экстренных анестезиологических манипуляций. Она может применяться для неотложного обеспечения проходимости дыхательных путей в тех случаях, когда интубация трахеи невозможна по причинам отсутствия необходимого опыта или оборудования, а также после неудачных попыток интубации трахеи.

Кат. номер	Размер	Упаковка
3812010	№1,0	5 шт/уп, 50шт/кор
3812015	№1,5	5 шт/уп, 50шт/кор
3812020	№2,0	5 шт/уп, 50шт/кор
3812025	№2,5	5 шт/уп, 50шт/кор
3812030	№3,0	5 шт/уп, 50шт/кор
3812040	№4,0	5 шт/уп, 50шт/кор
3812050	№5,0	5 шт/уп, 50шт/кор

06 ВОЗДУХОВОДЫ

ПНЕВМОТЕК

Назальная канюля с удлинительной трубкой 2,1 м.



- Назальная канюля с удлинительной трубкой 2,1 м.
- Фиксация канюли при помощи регулируемой петли. Края назальных форсунок имеют гладкую закругленную форму.
- Стерильно. Нетоксично.

Состав: из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ (поливинилхлорида).

Рекомендации по применению: предназначена для длительной или кратковременной подачи кислорода через носовые ходы.

Кат. номер	Размер	Упаковка
2311001	Взрослая L	200 шт/кор
2311002	Подростковая M	200 шт/кор
2311003	Педиатрическая S	200 шт/кор
2311004	Неонатальная XS	200 шт/кор

ОРАЛТЕК®Г

Воздуховод орофарингеальный, тип «Гведела».



- Воздуховод имеет физиологический изгиб.
- Вкладыш с международной цветовой кодировкой размера.
- Стерильно. Нетоксично. Апирогенно.

Состав: полиэтилен молочно-белого цвета.

Рекомендации по применению: предназначен для обеспечения проходимости верхних дыхательных путей.

Кат. номер	Размер	Цвет	Упаковка
2111040	№000	Розовый	50 шт/уп, 500 шт/кор
2111050	№00	Темно-синий	50 шт/уп, 500 шт/кор
2111060	№0	Черный	50 шт/уп, 500 шт/кор
2111070	№1	Белый	30 шт/уп, 300 шт/кор
2111080	№2	Зеленый	30 шт/уп, 300 шт/кор
2111090	№3	Желтый	30 шт/уп, 300 шт/кор
2111100	№4	Красный	30 шт/уп, 300 шт/кор
2111110	№5	Светло-голубой	25 шт/уп, 250 шт/кор
2111120	№6	Оранжевый	25 шт/уп, 250 шт/кор

06 ВОЗДУХОВОДЫ

НАЗОТЕК®

Воздуховод назофарингеальный.



- Воздуховод имеет косой срез дистального конца, кольцо-стопор — препятствует смещению трубки внутрь носового хода.
- Несмываемая маркировка трубки с указанием технических параметров.
- Стерильно. Нетоксично. Апирогенно.

Состав: из прозрачного имплантационно-нетоксичного полиэтилена.

Рекомендации по применению: предназначен для обеспечения проходимости верхних дыхательных путей. Может быть использован у пациентов с сохраненным кашлевым и рвотным рефлексом. Применяется в ситуациях, когда введение воздуховода через рот не представляется возможным (судороги, повреждения или травмы ротоглотки и т.д.). НАЗОТЕК обеспечивает большую надежность при транспортировке пациента.

Кат. номер	Размер (I.D.) mm	Упаковка
2611025	2,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
2611030	3,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
2611035	3,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
2611040	4,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
2611045	4,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
2611050	5,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
2611055	5,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
2611060	6,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
2611065	6,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
2611070	7,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
2611075	7,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
2611080	8,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
2611085	8,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
2611090	9,0	10 шт/уп, 100 шт/кор
2611095	9,5	10 шт/уп, 100 шт/кор
2611100	10,0	10 шт/уп, 100 шт/кор

07 ЗОНДЫ И КАТЕТЕРЫ

НУТРИТЕК

Зонд питательный назогастральный.



- Зонд питательный назогастральный длиной 40, 50 или 120 см.
- Рентгеноконтрастная полоса по всей длине.
- Устойчив к перегибам и изломам.
- На дистальном конце два боковых отверстия с атравматичными краями.
- На проксимальном конце — Луер-коннектор, имеющий международную цветовую кодировку размера.
- Несмываемая маркировка трубки с указанием глубины введения.
- Стерильно. Нетоксично.

Состав: из прозрачного термопластичного имплантационно—нетоксичного ПВХ (поливинилхлорида).

Рекомендации по применению: предназначен для энтерального питания и введения лекарственных средств.

Длина 400 мм

Кат. номер	Размер (Fr/Ch)	Цвет	Упаковка
3111004	4	темно-красный	120 шт/уп, 720 шт/кор
3111005	5	серый	120 шт/уп, 720 шт/кор
3111006	6	светло-зеленый	120 шт/уп, 720 шт/кор
3111008	8	голубой	120 шт/уп, 720 шт/кор
3111010	10	черный	120 шт/уп, 720 шт/кор
3111012	12	белый	120 шт/уп, 720 шт/кор
3111014	14	темно-зелёный	120 шт/уп, 720 шт/кор
3111016	16	оранжевый	120 шт/уп, 720 шт/кор
3111018	18	красный	120 шт/уп, 720 шт/кор
3111020	20	желтый	120 шт/уп, 720 шт/кор
3111022	22	пурпурный	120 шт/уп, 720 шт/кор

Длина 500 мм

Кат. номер	Размер (Fr/Ch)	Цвет	Упаковка
3112004	4	темно-красный	100 шт/уп, 600 шт/кор
3112005	5	серый	100 шт/уп, 600 шт/кор
3112006	6	светло-зеленый	100 шт/уп, 600 шт/кор
3112008	8	голубой	100 шт/уп, 600 шт/кор
3112010	10	черный	100 шт/уп, 600 шт/кор
3112012	12	белый	100 шт/уп, 600 шт/кор
3112014	14	темно-зелёный	100 шт/уп, 600 шт/кор
3112016	16	оранжевый	100 шт/уп, 600 шт/кор
3112018	18	красный	100 шт/уп, 600 шт/кор
3112020	20	желтый	100 шт/уп, 600 шт/кор
3112022	22	пурпурный	100 шт/уп, 600 шт/кор

Длина 1200 мм

Кат. номер	Размер (Fr/Ch)	Цвет	Упаковка
3113004	4	темно-красный	50 шт/уп, 500 шт/кор
3113005	5	серый	50 шт/уп, 500 шт/кор
3113006	6	светло-зеленый	50 шт/уп, 500 шт/кор
3113008	8	голубой	50 шт/уп, 500 шт/кор
3113010	10	черный	40 шт/уп, 400 шт/кор
3113012	12	белый	40 шт/уп, 400 шт/кор
3113014	14	темно-зелёный	40 шт/уп, 400 шт/кор
3113016	16	оранжевый	30 шт/уп, 300 шт/кор
3113018	18	красный	25 шт/уп, 250 шт/кор
3113020	20	желтый	20 шт/уп, 200 шт/кор
3113022	22	пурпурный	20 шт/уп, 200 шт/кор

ГАСТРОТЕК®

Зонд желудочный.



- Зонд желудочный длиной 80, 105, 110 см.
- Рентгеноконтрастная полоса по всей длине.
- Устойчив к перегибам и изломам.
- Боковые отверстия с атравматичными краями.
- Международная цветовая кодировка порта.
- Несмываемая маркировка трубки с указанием глубины стояния.
- Стерильно. Нетоксично.

Состав: из прозрачного термопластичного имплантационно—нетоксичного ПВХ (поливинилхлорида).

Рекомендации по применению: для желудочного зондирования (исследования), промывания и гипотермии желудка. Используется как катетер для желудочного доступа, аспирации, забора и введения лекарственных веществ, а также для энтерального питания.

Длина 800 мм

Кат. номер	Размер (Fr/Ch)	Цвет	Упаковка
3213005	5	серый	50 шт/уп, 500 шт/кор
3213006	6	светло-зеленый	50 шт/уп, 500 шт/кор
3213008	8	голубой	50 шт/уп, 500 шт/кор
3213010	10	черный	40 шт/уп, 400 шт/кор
3213012	12	белый	40 шт/уп, 400 шт/кор
3213014	14	темно-зелёный	40 шт/уп, 400 шт/кор
3213016	16	оранжевый	30 шт/уп, 300 шт/кор
3213018	18	красный	25 шт/уп, 250 шт/кор
3213020	20	желтый	20 шт/уп, 200 шт/кор
3213022	22	пурпурный	20 шт/уп, 200 шт/кор
3213024	24	темно-синий	20 шт/уп, 200 шт/кор

Длина 1050 мм

Кат. номер	Размер (Fr/Ch)	Цвет	Упаковка
3211005	5	серый	50 шт/уп, 500 шт/кор
3211006	6	светло-зеленый	50 шт/уп, 500 шт/кор
3211008	8	голубой	50 шт/уп, 500 шт/кор
3211010	10	черный	40 шт/уп, 400 шт/кор
3211012	12	белый	40 шт/уп, 400 шт/кор
3211014	14	темно-зелёный	40 шт/уп, 400 шт/кор
3211016	16	оранжевый	30 шт/уп, 300 шт/кор
3211018	18	красный	25 шт/уп, 250 шт/кор
3211020	20	желтый	20 шт/уп, 200 шт/кор
3211022	22	пурпурный	20 шт/уп, 200 шт/кор
3211024	24	темно-синий	20 шт/уп, 200 шт/кор

Длина 1100 мм

Кат. номер	Размер (Fr/Ch)	Цвет	Упаковка
3212005	5	серый	50 шт/уп, 500 шт/кор
3212006	6	светло-зеленый	50 шт/уп, 500 шт/кор
3212008	8	голубой	50 шт/уп, 500 шт/кор
3212010	10	черный	40 шт/уп, 400 шт/кор
3212012	12	белый	40 шт/уп, 400 шт/кор
3212014	14	темно-зелёный	40 шт/уп, 400 шт/кор
3212016	16	оранжевый	30 шт/уп, 300 шт/кор
3212018	18	красный	25 шт/уп, 250 шт/кор
3212020	20	желтый	20 шт/уп, 200 шт/кор
3212022	22	пурпурный	20 шт/уп, 200 шт/кор
3212024	24	темно-синий	20 шт/уп, 200 шт/кор

07 ЗОНДЫ И КАТЕТЕРЫ

АНТЕК

Зонд ректальный.



- Зонд ректальный длиной 40 см.
- Рентгеноконтрастная полоса по всей длине.
- Устойчив к перегибам и изломам.
- Атравматичный закрытый дистальный конец трубки с боковыми отверстиями.
- Международная цветовая кодировка порта.
- Несмываемая маркировка трубки с указанием глубины введения.
- Стерильно. Нетоксично.


Состав: из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ (поливинилхлорида).

Рекомендации по применению: предназначен для дренажа и введения лекарственных средств в прямую кишку.

Кат. номер	Размер (Fr/Ch)	Цвет	Упаковка
3711020	20	Желтый	100 шт/уп, 600 шт/кор
3711022	22	Пурпурный	100 шт/уп, 600 шт/кор
3711024	24	Темно-синий	100 шт/уп, 600 шт/кор
3711026	26	Травянисто-зеленый	100 шт/уп, 600 шт/кор
3711028	28	Зелено-болотный	100 шт/уп, 600 шт/кор
3711030	30	Серый	100 шт/уп, 600 шт/кор
3711032	32	Коричневый	100 шт/уп, 600 шт/кор
3711034	34	Темно-зеленый	100 шт/уп, 600 шт/кор
3711036	36	Голубой	100 шт/уп, 600 шт/кор

ВАКУТЕК

Катетер аспирационный тип «Капкон» и тип «Вакон».



- Аспирационный катетер с вакуум-контролем, типы: Капкон и Вакон.
- Устойчив к перегибам и изломам. Боковые отверстия с атравматичными краями.
- Международная цветовая кодировка порта.
- Несмываемая маркировка трубки.
- Стерильно. Нетоксично.

Состав: из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ (поливинилхлорида).

Рекомендации по применению: предназначен для санации трахеобронхиального дерева.

Длина 500 мм

Кат. номер Капкон	Кат. номер Вакон	Размер (Fr/Ch)	Цвет	Упаковка
3311005	3312005	5	серый	100 шт/уп, 600 шт/кор
3311006	3312006	6	светло-зеленый	100 шт/уп, 600 шт/кор
3311008	3312008	8	голубой	100 шт/уп, 600 шт/кор
3311010	3312010	10	черный	100 шт/уп, 600 шт/кор
3311012	3312012	12	белый	100 шт/уп, 600 шт/кор
3311014	3312014	14	темно-зелёный	100 шт/уп, 600 шт/кор
3311016	3312016	16	оранжевый	100 шт/уп, 600 шт/кор
3311018	3312018	18	красный	100 шт/уп, 600 шт/кор
3311020	3312020	20	желтый	100 шт/уп, 600 шт/кор

Длина 530 мм

Кат. номер Капкон	Кат. номер Вакон	Размер (Fr/Ch)	Цвет	Упаковка
3314005	3313005	5	серый	100 шт/уп, 600 шт/кор
3314006	3313006	6	светло-зеленый	100 шт/уп, 600 шт/кор
3314008	3313008	8	голубой	100 шт/уп, 600 шт/кор
3314010	3313010	10	черный	100 шт/уп, 600 шт/кор
3314012	3313012	12	белый	100 шт/уп, 600 шт/кор
3314014	3313014	14	темно-зелёный	100 шт/уп, 600 шт/кор
3314016	3313016	16	оранжевый	100 шт/уп, 600 шт/кор
3314018	3313018	18	красный	100 шт/уп, 600 шт/кор
3314020	3313020	20	желтый	100 шт/уп, 600 шт/кор

07 ЗОНДЫ И КАТЕТЕРЫ

ВАКУТЕК Я

Наконечник аспирационный тип «Янкауэр», закругленный.



- Наконечник аспирационный тип «Янкауэр» закругленный, с вакуум-контролем/без вакуум-контроля.
- С одним центральным и четырьмя боковыми отверстиями на дистальной части наконечника.
- Рукоятка с противоскользящим рельефом и ребрами жесткости.
- Универсальный коннектор для соединительной трубки.
- Стерильно. Нетоксично.

Состав: сополимер.

Рекомендации по применению: предназначена для аспирации крови и жидкости из операционной раны в процессе операционного вмешательства.

Кат. номер	Цвет	Упаковка
3811101	с вакуум-контролем	30 шт/уп, 300 шт/кор
3811102	без вакуум-контроля	30 шт/уп, 300 шт/кор

ВАКУТЕК Я

Наконечник аспирационный тип «Янкауэр», стандартный.



- Наконечник аспирационный тип «Янкауэр» стандартный, с вакуум-контролем/без вакуум-контроля.
- С одним центральным и четырьмя боковыми отверстиями на дистальной части наконечника.
- Рукоятка с противоскользящим рельефом и ребрами жесткости.
- Универсальный коннектор для соединительной трубки.
- Стерильно. Нетоксично.

Состав: сополимер.

Рекомендации по применению: предназначена для аспирации крови и жидкости из операционной раны в процессе операционного вмешательства.

Кат. номер	Цвет	Упаковка
3811103	с вакуум-контролем	30 шт/уп, 300 шт/кор
3811104	без вакуум-контроля	30 шт/уп, 300 шт/кор

ВАКУТЕК КОННЕКТ®

Удлинительная соединительная трубка к аспирационному наконечнику.



- Удлинительная соединительная трубка к аспирационному наконечнику тип «Янкауэр».
- Имеет по всей длине продольные ребра жесткости (звездообразный просвет) для сохранения внутреннего просвета при перегибах.
- Стерильно. Нетоксично.

Состав: из прозрачного нетоксичного ПВХ (поливинилхлорида).

Рекомендации по применению: трубка предназначена для удлинения с целью облегчения доступа к месту предполагаемой аспирации.

Возможна работа в режиме подачи жидкости, лечебных растворов.

Кат. номер	Размер (Fr/Ch)	Длина (м)	Упаковка
3812101	3/16''	1,8	50 шт/кор
3812104	3/16''	3,6	25 шт/кор
3812103	1/4''	1,8	50 шт/кор
3812106	1/4''	3,6	25 шт/кор
3812102	9/32''	1,8	50 шт/кор
3812105	9/32''	3,6	25 шт/кор

07 ЗОНДЫ И КАТЕТЕРЫ

ВАКУТЕК СЕТ

Набор: Аспирационный наконечник тип «Янкауэр» с удлинительной соединительной трубкой.



- Набор наконечника аспирационного тип «Янкауэр» и удлинительной соединительной трубки.
- Аспирационный наконечник с вакуум контролем или без вакуум контроля, стандартный или закругленный.
- Удлинительная трубка имеет различные варианты исполнения по длине и размеру.

Состав: ПВХ (поливинилхлорид) и сополимер.

Рекомендации по применению: для аспирации содержимого.

Тип с вакуум-контролем

Стандартный	Закруглённый	Размер	Длина (м)	Упаковка
3814001	3814003	3/16''	1,8	25 шт/кор
3813001	3813003	1/4''	1,8	25 шт/кор
3815001	3815003	9/32''	1,8	25 шт/кор
3814005	3814007	3/16''	3,6	50 шт/кор
3813005	3813007	1/4''	3,6	50 шт/кор
3815005	3815007	9/32''	3,6	50 шт/кор

Тип без вакуум-контроля

Стандартный	Закруглённый	Размер	Длина (м)	Упаковка
3814002	3814004	3/16''	1,8	25 шт/кор
3813002	3813004	1/4''	1,8	25 шт/кор
3815002	3815004	9/32''	1,8	25 шт/кор
3814006	3814008	3/16''	3,6	50 шт/кор
3813006	3813008	1/4''	3,6	50 шт/кор
3815006	3815008	9/32''	3,6	50 шт/кор

ФЛАЙТЕК®С

Катетер-бабочка
30 см (Luer Slip).



ФЛАЙТЕК®Л

Катетер-бабочка
31 см (Luer Lock).



- Атравматичная игла обеспечивают максимально легкое введение иглы в вену.
- Защитное соединение обеспечивает дополнительное удобство при вливании.
- Крылышки позволяют надежно зафиксировать иглу, устраняя вероятность самопроизвольной миграции иглы, а также уменьшая риск повреждения внутренней стенки вены.
- Вливание производится через гибкую соединительную трубку, что делает манипуляции удобными и дополнительно снижает риск миграции катетера и повреждения сосудистой стенки во время манипуляций.
- Цветная кодировка «крылышек» позволяет быстро определить размер катетера.

Тип соединения: Флайтек С - Luer Slip,
Флайтек Л – Luer Lock

Кат. номер Флайтек С	Кат. номер Флайтек Л	Размер	Цвет
050207006	050206006	26G 3/4''	Коричневый
050207005	050206005	25G 3/4''	Оранжевый
050207004	050206004	24G 3/4''	Фиолетовый
050207003	050206003	23G 3/4''	Синий
050207002	050206002	22G 3/4''	Чёрный
050207001	050206001	21G 3/4''	Зелёный

08 ИНФУЗИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ИГЛЫ-БАБОЧКИ

ФЛАЙТЕК® В2-4

Инфузионная система для внутривенного переливания растворов с пластиковым шипом и иглой.



ФЛАЙТЕК® В6-2

Инфузионная система для внутривенного переливания растворов с пластиковым шипом, с дополнительным портом для инъекции (латексный узел),с фильтром, с иглой.



ФЛАЙТЕК® БВ1

Инфузионная система для внутривенного переливания растворов с пластиковым шипом, фильтром, мягкой капельной камерой и иглой-бабочкой.



- Шип для прокалывания пробки закрыт защитным колпачком.
- Воздушный клапан снабжен водонепроницаемой мембраной для очистки воздуха.
- Роликовый регулятор плавно изменяет скорость инфузии.
- Прозрачные мягкая капельная камера и соединительная трубка позволяют контролировать процедуру инфузии.
- Флайтек В6-2 имеет коннектор Luer Lock, Флайтек В2-4 и Флайтек БВ1 – коннектор Luer Slip.
- Флайтек В6-2 и Флайтек БВ1 дополнены фильтром, который задерживает бактерии, бактериальные эндотоксины и твердые частицы.
- Флайтек В6-2 дополнительно снабжена латексным иньекционным узлом, который обеспечивает возможность проведения болюсных иньекций.
- Флайтек БВ1 дополнительно снабжена фиксирующим крылышком на игле-бабочке, позволяющим снизить риск смещения канюли иглы.

Кат. номер	Модель	Размер иглы	Длина трубки
05020201	В6-2	21G	1500 мм
05020202	В2-4	21G	1500 мм
05020203	БВ1	22G	1250 мм

09 КАТЕТЕРЫ ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ

ТЕКТУМ®К

Катетер внутривенный периферический карандашного типа (без инъекционного порта и крылышек).



ТЕКТУМ®П

Катетер внутривенный периферический с крылышками и дополнительным инъекционным портом.



ТЕКТУМ®У

Катетер внутривенный периферический с крылышками, У-образным портом и удлинительной линией.



- Тонкостенная конструкция катетера позволяет обеспечивать максимальную скорость инфузии при минимальном диаметре.
- Наличие прозрачной камеры позволяет визуально идентифицировать появление крови в камере, что обеспечивает надежный контроль позиционирования иглы в вене.
- Рентгеноконтрастные полосы предоставляют возможность визуализировать положение катетера под рентгеновским излучением.
- Цветовая кодировка обеспечивает быструю идентификацию размера катетера.
- Тектум П имеет клапан и заглушку порта, исключающие контакт медицинского персонала с кровью пациента. Крылья позволяют надежно зафиксировать катетер, устраняя вероятность самопроизвольной миграции катетера, а также уменьшая риск повреждения внутренней стенки вены.
- Тектум У имеет У-образный порт для выполнения болюсного введения лекарственных препаратов во время инфузии; имеет клапан и заглушку порта, исключающие контакт медицинского персонала с кровью пациента. Крылья позволяют надежно зафиксировать катетер, устраняя вероятность самопроизвольной миграции катетера, а также уменьшая риск повреждения внутренней стенки вены. Удлинительная линия дополнительно снижает риск миграции катетера и повреждения сосудистой стенки во время манипуляций.

Кат. номер Тектум К	Кат. номер Тектум П	Кат. номер Тектум У	Размер	Наружный диаметр*длина	Цвет	Скорость потока
05020302004	05020303004	05010301004	24G 0,75''	(0,7*19 мм)	Желтый	22 мл/мин
05020302003	05020303003	05010301003	22G 1.0''	(0.9*25 мм)	Синий	40 мл/мин
05020302002	05020303002	05010301002	20G 1.30''	(1.1*33 мм)	Розовый	62 мл/мин
05020302001	05020303001	05010301001	18G 1.77''	(1.3*45 мм)	Зелёный	92 мл/мин

10 МОЧЕПРИЕМНИКИ

ИНТРАЛОН

Прикроватный мочеприемник с винтовым, сдвижным или Т-клапаном.



- Прикроватный мочеприемник однократного применения изготовлен из мягкого медицинского ПВХ с двойными швами.
- Мочеприемник снабжен невозвратным клапаном, который полностью исключает обратный ток мочи.
- В комплекте имеется трубка 90, 120 или 150 см, устойчивая к перегибам и снабженная универсальным коннектором с защитным колпачком.
- Доступны варианты с винтовым, сдвижным или Т-клапаном, разного объема (1000, 1500, 2000 или 2500 мл), а также в стерильном или нестерильном исполнении.
- Стерильные мочеприемники снабжены портом безыгольного доступа, позволяющим производить отбор проб мочи без прокола иглой, а значит — без нарушения целостности всей дренажной системы.

Тип	Объем, мл	Клапан	Длина трубки, см (на выбор)	Прозрачность	Безыгольный порт	Стерильность
Прикроватный	1000, 1500, 2000, 2500	Винтовой, сдвижной, Т-клапан	90, 120, 150	Прозрачный/ непрозрачный	Есть	Стерильный
					Нет	Нестерильный

ИНТРАЛОН

Носимый мочеприемник
с винтовым, сдвижным или Т-клапаном.



- Мочеприемник носимый применяется с целью сбора мочи у мобильных пациентов и создан для тех, кто ведет активный образ жизни.
- В верхней и нижней частях мешка мочеприемника имеются прорези для фиксации на ноге (бедре или голени) пациента с помощью фиксирующих принадлежностей.
- В комплекте имеется трубка 10, 30 или 50 см, устойчивая к перегибам и снабженная универсальным коннектором с защитным колпачком.
- Доступны варианты с винтовым, сдвижным или Т-клапаном, разного объема (500, 750 или 1000 мл), исполнение нестерильное.
- Рекомендованное время использования — до 48 часов.

Тип	Объем, мл	Клапан	Длина трубки, см (на выбор)	Прозрачность	Стерильность
Носимый	500, 750, 1000	Винтовой, сдвижной, Т-клапан	10, 30, 50	Прозрачный/ непрозрачный	Нестерильный

10 МОЧЕПРИЕМНИКИ

ИНТРАЛОН

Педиатрический
мочеприемник.



- Одноразовый педиатрический стерильный мочеприемник предназначен для сбора мочи у детей грудного возраста для последующего анализа.
- Мочеприемник изготовлен из полиэтилена, имеет гипоаллергенный липкий фиксирующий слой, который исключает возможность вытекания мочи.
- Имеются варианты исполнения для мальчиков, для девочек или унисекс.
- Легко приклеивается и снимается. Объем 100 или 200 мл. Стерильно.

Рекомендации по применению: взятие (сбор) мочи у грудных детей, в т.ч. новорожденных, для последующего проведения анализа.

Тип	Объем, мл	Стерильность
Педиатрический для мальчиков	100, 200	Стерильный
Педиатрический для девочек		
Педиатрический для мальчиков и девочек		

ДЕРЖАТЕЛИ И КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ МОЧЕПРИЕМНИКОВ



Держатели и крепления для мочеприемников используются для фиксации прикроватных мочеприемников на кровати пациента или штативе (придвижной стойке), а принадлежности для крепления мочеприемника носимого позволяют закрепить мочеприемник на ноге (бедре или голени) пациента.

Вид крепления	Используется с мочеприемником	Стерильность
Держатель-подвес	Прикроватным	Стерильный
Крючок-вешалка одинарный		
Стяжка разъемная		
Ремень для крепления	Носимым	Нестерильный
Завязка для крепления		

НЭЙТИП

Одноразовые электроды.

Одноразовые электроды применяются для длительной регистрации при электрокардиографии в состоянии покоя и с использованием стресс-систем, в случаях неотложной скорой помощи и для длительного холтеровского мониторирования.



Артикул	Размер	Форма	Основа	Коннектор	Тип	Контакт
NW2222-B	22x22	квадратный	нетканая	нерж. сталь	неонат.	до 72 часов
PF3530-B	35x30	каплевидный	вспененная	нерж. сталь	неонат.	до 24 часов
PF40-C	40	круглый	вспененная	нерж. сталь	детский	до 48 часов
PF4535-C	45x35	каплевидный	вспененная	нерж. сталь	детский	до 24 часов
PF45/C	45	круглый	вспененная	нерж. сталь	взрослый/ детский	до 48 часов
PF2541-C	25x41	полумесяц	вспененная	нерж. сталь	взрослый/ детский	до 48 часов
PF4642/C	46x42	каплевидный	вспененная	нерж. сталь	взрослый/ детский	до 24 часов
NW45	45	круглый	нетканая	нерж. сталь	взрослый	до 72 часов
NW50	50	круглый	нетканая	нерж. сталь	взрослый	до 72 часов
NW55	55	круглый	нетканая	нерж. сталь	взрослый	до 72 часов
PF50	50	круглый	вспененная	нерж. сталь	взрослый	до 48 часов
PF55	55	круглый	вспененная	нерж. сталь	взрослый	до 48 часов
PF5535	55x35	каплевидный	вспененная	нерж. сталь	взрослый	до 48 часов
PF5650	56x50	каплевидный	вспененная	нерж. сталь	взрослый	до 48 часов
NW4747	47x47	квадратный	нетканая	нерж. сталь	взрослый	до 72 часов
NW5245	52x45	каплевидный	нетканая	нерж. сталь	взрослый	до 72 часов

11 ЭЛЕКТРОДЫ

НЭЙТИП

Рентгенопрозрачные электроды.

Одноразовый электрод применяется для длительной регистрации при электрокардиографии в состоянии покоя и с использованием стресс-систем, в случаях неотложной скорой помощи и для длительного холтеровского мониторирования. Коннектор является рентгенопрозрачным, что не требует удаления электрода с кожи при проведении МРТ и рентгеновского исследования.




Артикул	Размер	Форма	Основа	Коннектор	Тип	Контакт
PF4535-C-R	45x35	каплевидный	вспененная	карбон	детский	до 48 часов
PF4642/C-R	46x42	каплевидный	вспененная	карбон	взрослый/ детский	до 48 часов
NW55-R	55	круглый	нетканая	карбон	взрослый	до 72 часов
PF5535-R	55x35	каплевидный	вспененная	карбон	взрослый	до 48 часов
NW5245-R	52x45	каплевидный	нетканая	карбон	взрослый	до 72 часов

НЭЙТИП

Электроды с выносным коннектором


Одноразовый электрод применяется для длительной регистрации при электрокардиографии в состоянии покоя и с использованием стресс-систем, в случаях неотложной скорой помощи и для длительного холтеровского мониторирования. «Выносное ушко» без адгезивного слоя, обеспечивающее более комфортное проведение холтеровского мониторирования за счет подвижности коннектора.



Артикул	Размер	Форма	Основа	Коннектор	Тип	Контакт
NW50-off	50 мм, с выносным коннектором 62x50 мм	круглый	нетканая	нерж. сталь	выносной	до 72 часов
PF50-off	50 мм, с выносным коннектором 62x50 мм	круглый	вспененная	нерж. сталь	выносной	до 48 часов

НЭЙТИП

Электроды под разъем типа «крокодил».



Одноразовый электрод применяется для длительной регистрации при электрокардиографии в состоянии покоя и с использованием стресс-систем, в случаях неотложной скорой помощи и для длительного холтеровского мониторирования. Электрод под разъём типа «крокодил» снабжен хвостовой частью, к которой подсоединяется зажим типа «крокодил».

Артикул	Размер	Форма	Основа	Тип	Контакт
PF2335-R	23x35	прямоугольный	вспененная	под разъем «крокодил», без кнопки	до 48 часов
NW2335-R	23x35	прямоугольный	нетканая	под разъем «крокодил», без кнопки	до 72 часов
PAP2335-R	23x35	прямоугольный	бумажная	под разъем «крокодил», без кнопки	до 48 часов

НЭЙТИП

Электроды для штекера типа «банан».



Одноразовый электрод применяется для длительной регистрации при электрокардиографии в состоянии покоя и с использованием стресс-систем, в случаях неотложной скорой помощи и для длительного холтеровского мониторирования. Коннектор является рентгенопрозрачным, что не требует удаления электрода с кожи при проведении МРТ и рентгеновского исследования.

Соединение — адаптер для штекера типа «банан» диаметром 4 мм.

Артикул	Размер	Форма	Основа	Коннектор	Тип	Контакт
PF-EE4532	45x32	прямоугольный	вспененная	адаптер для штекера типа «банан»	под штекер «банан»	до 48 часов

11 ЭЛЕКТРОДЫ

НЭЙТИП

Электроды для стресс-теста.



Одноразовый электрод применяется для длительной регистрации при электрокардиографии в состоянии покоя и с использованием стресс-систем, в случаях неотложной скорой помощи и для длительного холтеровского мониторирования. Коннектор является рентгенопрозрачным, что не требует удаления электрода с кожи при проведении МРТ и рентгеновского исследования.

Формы электродов специально разработаны для сложных клейких условий, возникающих при проведении стресс-теста.

Артикул	Размер	Форма	Основа	Коннектор	Тип	Контакт
PF5037-FBM	50x37	овальный	вспененная	нерж. сталь	для стресс-теста	до 24 часов
PF5247-FBM	52x47	прямоугольный	вспененная	нерж. сталь	для стресс-теста	до 24 часов
NW5135-FBM	51x35	овальный	нетканая	нерж. сталь	для стресс-теста	до 72 часов
NW5247-FBM	52x47	прямоугольный	нетканая	нерж. сталь	для стресс-теста	до 72 часов



БИОПСИЙНЫЕ ИЗДЕЛИЯ BIOMEDICAL (ИТАЛИЯ)



В 2018 году мы подписали эксклюзивный контракт поставки в Российскую Федерацию с компанией Biomedical (Италия).

Компания Biomedical работает в сфере медицины в 1984 года, занимаясь производством и дистрибуцией медицинских изделий и является одним из лидеров в области разработки и производства решений для биопсии.

В портфеле компании есть многоразовый биопсийный пистолет Biocut-N, а также иглы для выполнения всех основных видов биопсии: мягкотканной, костной, аспирационной и др.

Биопсийные иглы производятся только из высококачественной японской стали, которая гарантирует непревзойденную остроту и исключительное качество получаемого образца. Они изготавливаются в широком диапазоне необходимых размеров для получения биоптата из различных локализаций.


МНОГОРАЗОВЫЙ БИОПСИЙНЫЙ ПИСТОЛЕТ BIOCUT-N

- Мощный пружинный механизм гарантирует высокую силу и скорость выстрела.
- Две глубины среза — 15 или 22 мм.
- Корпус устройства выполнен из легких сплавов.
- Двойной индикатор взвода канюли и стилета.
- Предохранитель исключает случайное срабатывание.
- Эргономика устройства адаптирована для работы одной рукой.
- Амортизатор отдачи обеспечивает высокую точность процедуры.
- Произведен в Италии.

БИОПСИЙНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ BIOMEDICAL

В арсенале современной медицины многоразовый биопсийный пистолет — незаменимый инструмент диагностики, позволяющий с высокой точностью верифицировать онкологический диагноз.

Biocut-N — современный высокотехнологичный медицинский инструмент, обеспечивающий прецизионную точность процедуры и гарантирующий исключительное качество результата.





ИГЛА ДЛЯ ГИЛЬОТИННОЙ БИОПСИИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ПОД МНОГОРАЗОВУЮ АВТОМАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ BIOCUT-N

- Высококачественная японская сталь.
- Троакарная заточка стилета.
- Комбинированная разметка.
- Внутренний эхогенный маркер.
- Скользящий ограничитель глубины.
- Спейсер.

Код	Размер иглы	Длина иглы	Количество в упаковке	Цветовой код размера
BE 1410	14G	10 см	20 шт.	зеленый
BE 1415	14G	15 см	20 шт.	зеленый
BE 1420	14G	20 см	20 шт.	зеленый
BE 1610	16G	10 см	20 шт.	белый
BE 1615	16G	15 см	20 шт.	белый
BE 1620	16G	20 см	20 шт.	белый
BE 1625	16G	25 см	20 шт.	белый
BE 1810	18G	10 см	20 шт.	розовый
BE 1815	18G	15 см	20 шт.	розовый
BE 1820	18G	20 см	20 шт.	розовый
BE 1825	18G	25 см	20 шт.	розовый
BE 2015	20G	15 см	20 шт.	желтый
BE 2020	20G	20 см	20 шт.	желтый
BE 2025	20G	25 см	20 шт.	желтый

БИОПСИЙНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ BIOMEDICAL



ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ИГЛА ДЛЯ ГИЛЬОТИННОЙ БИОПСИИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

- Высококачественная японская сталь.
- Троакарная заточка стилета.
- Комбинированная разметка.
- Внутренний эхогенный маркер.
- Скользящий ограничитель глубины.
- Съемная канюля.
- Две глубины среза – 10 и 20 мм.

Код	Размер иглы	Длина иглы	Количество в упаковке	Цветовой код размера
BD 1410	14G	10 см	20 шт.	зеленый
BD 1415	14G	15 см	20 шт.	зеленый
BD 1420	14G	20 см	20 шт.	зеленый
BD 1610	16G	10 см	20 шт.	белый
BD 1615	16G	15 см	20 шт.	белый
BD 1620	16G	20 см	20 шт.	белый
BD 1810	18G	10 см	20 шт.	розовый
BD 1815	18G	15 см	20 шт.	розовый
BD 1820	18G	20 см	20 шт.	розовый
BD 1825	18G	25 см	20 шт.	розовый
BD 2010	20G	10 см	20 шт.	желтый
BD 2015	20G	15 см	20 шт.	желтый





ИГЛА ДЛЯ КОСТНОЙ ТРЕПАН-БИОПСИИ

- Высококачественная японская сталь.
- Коннектор Luer-lock.
- Регулируемый винтовой ограничитель.
- Миллиметровая шкала глубины.
- Возможность снятия ограничителя.
- Анатомическая рукоять.
- Особо острая заточка канюли.
- Дополнительные боковые отверстия.

Код	Размер иглы	Длина иглы	Количество в упаковке	Цветовой код размера
BL 0810	8G	10 см	20 шт.	зеленый
BL 0815	8G	15 см	20 шт.	зеленый
BL 0910	9G	10 см	20 шт.	розовый
BL 0915	9G	15 см	20 шт.	розовый
BL 1110	11G	10 см	20 шт.	желто-зеленый
BL 1115	11G	15 см	20 шт.	желто-зеленый
BL 1310	13G	10 см	20 шт.	голубой

БИОПСИЙНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ BIOMEDICAL





ИГЛА ДЛЯ КОСТНОЙ ТРЕПАН-БИОПСИИ С СИСТЕМОЙ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОБРАЗЦА

- Высококачественная японская сталь.
- Коннектор Luer-lock.
- Троакарная заточка стилета.
- Мандрен для извлечения образца.
- Мандрен для отсечения образца (Safe-cut).
- Канюля иглы тип Ямшиди.
- Анатомическая рукоять.
- Заточка канюли тип режущая корона.
- Защитная крышка направитель.

Код	Размер иглы	Длина иглы	Количество в упаковке	Цветовой код размера
BLT 0810	8G	10 см	20 шт.	зеленый
BLT 0815	8G	15 см	20 шт.	зеленый
BLT 0910	9G	10 см	20 шт.	розовый
BLT 0915	9G	15 см	20 шт.	розовый
BLT 1110	11G	10 см	20 шт.	желто-зеленый
BLT 1115	11G	15 см	20 шт.	желто-зеленый
BLT 1310	13G	10 см	20 шт.	голубой





ИГЛА ДЛЯ СТЕРНАЛЬНОЙ ПУНКЦИИ

- Высококачественная японская сталь.
- Коннектор Luer-lock.
- Регулируемый винтовой ограничитель.
- Миллиметровая шкала глубины.
- Возможность снятия ограничителя.
- Эргономичная рукоять.
- Особо острая заточка канюли.

Код	Размер иглы	Длина иглы min/max	Кол-во в упаковке	Цветовой код размера
BI 1410/75	14G	10/75 мм	20 шт.	светло-зеленый
BI 1425/90	14G	25/90 мм	20 шт.	светло-зеленый
BI 1510/75	15G	10/75 мм	20 шт.	серо-голубой
BI 1525/90	15G	25/90 мм	20 шт.	серо-голубой
BI 1610/75	16G	10/75 мм	20 шт.	белый
BI 1625/90	16G	25/90 мм	20 шт.	белый
BI 1810/75	18G	10/75 мм	20 шт.	розовый
BI 1825/90	18G	25/90 мм	20 шт.	розовый

БИОПСИЙНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ BIOMEDICAL





ИГЛА ДЛЯ ЭКСПЛАНТАЦИИ КОСТНОГО МОЗГА

- Высококачественная японская сталь.
- Коннектор Luer-lock.
- Регулируемый винтовой ограничитель.
- Миллиметровая шкала глубины.
- Возможность снятия ограничителя.
- Эргономичная рукоять.
- Особо острая заточка канюли.
- Дополнительные боковые отверстия.

Код	Размер иглы	Длина иглы min/max	Кол-во в упаковке	Цветовой код размера
BIE 1410/75	14G	10/75 мм	20 шт.	светло-зеленый
BIE 1425/90	14G	25/90 мм	20 шт.	светло-зеленый
BIE 1510/75	15G	10/75 мм	20 шт.	серо-голубой
BIE 1525/90	15G	25/90 мм	20 шт.	серо-голубой
BIE 1610/75	16G	10/75 мм	20 шт.	белый
BIE 1625/90	16G	25/90 мм	20 шт.	белый
BIE 1810/75	18G	10/75 мм	20 шт.	розовый
BIE 1825/90	18G	25/90 мм	20 шт.	розовый



ИГЛА ДЛЯ ЭКСПЛАНТАЦИИ КОСТНОГО МОЗГА С АНАТОМИЧЕСКОЙ РУКОЯТЬЮ

- Высококачественная японская сталь.
- Коннектор Luer-lock.
- Регулируемый винтовой ограничитель.
- Миллиметровая шкала глубины.
- Возможность снятия ограничителя.
- Анатомическая рукоять.
- Особо острая заточка канюли.
- Дополнительные боковые отверстия.

Код	Размер иглы	Длина иглы min/max	Кол-во в упаковке	Цветовой код размера
BIL 1417/80	14G	17/80 мм	20 шт.	светло-зеленый
BIL 1432/95	14G	32/95 мм	20 шт.	светло-зеленый
BIL 1517/80	15G	17/80 мм	20 шт.	серо-голубой
BIL 1532/95	15G	32/95 мм	20 шт.	серо-голубой
BIL 1617/80	16G	17/80 мм	20 шт.	белый
BIL 1632/80	16G	32/95 мм	20 шт.	белый
BIL 1817/80	18G	17/80 мм	20 шт.	розовый
BIL 1832/80	18G	32/95 мм	20 шт.	розовый

БИОПСИЙНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ BIOMEDICAL



ИГЛА-ТРЕПАН ДЛЯ ЭКСПЛАНТАЦИИ КОСТНОГО МОЗГА С АНАТОМИЧЕСКОЙ РУКОЯТЬЮ

- Высококачественная японская сталь.
- Коннектор Luer-lock.
- Троакарная заточка стилета.
- В комплекте 2 стилета.
- 5 дополнительных боковых отверстий.
- Анатомическая рукоять.
- Заточка канюли тип режущая корона.

Код	Размер иглы	Длина иглы	Количество в упаковке	Цветовой код размера
BLE 0810	8G	10 см	20 шт.	зеленый
BLE 0815	8G	15 см	20 шт.	зеленый
BLE 0910	9G	10 см	20 шт.	розовый
BLE 0915	9G	15 см	20 шт.	розовый
BLE 1110	11G	10 см	20 шт.	желто-зеленый
BLE 1115	11G	15 см	20 шт.	желто-зеленый
BLE 1310	13G	10 см	20 шт.	голубой





ИГЛА ДЛЯ ТОНКОИГОЛЬНОЙ АСПИРАЦИОННОЙ БИОПСИИ, ТИП ЧИБА

- Высококачественная японская сталь.
- Коннектор Luer-lock.
- Внутренний эхогенный маркер.
- Эхогенная комбинированная разметка.
- Прозрачный павильон.
- Скользящий ограничитель.
- Заточка чиба.

Код	Размер иглы	Длина иглы	Количество в упаковке	Цветовой код размера
ME 1805	18G	5 см	20 шт.	розовый
ME 1810	18G	10 см	20 шт.	розовый
ME 1815	18G	15 см	20 шт.	розовый
ME 1820	18G	20 см	20 шт.	розовый
ME 1830	18G	30 см	20 шт.	розовый
ME 1910	19G	10 см	20 шт.	коричневый
ME 1915	19G	15 см	20 шт.	коричневый
ME 1920	19G	20 см	20 шт.	коричневый
ME 1930	19G	30 см	20 шт.	коричневый
ME 2005	20G	5 см	20 шт.	желтый
ME 2010	20G	10 см	20 шт.	желтый
ME 2015	20G	15 см	20 шт.	желтый
ME 2020	20G	20 см	20 шт.	желтый
ME 2130	21G	30 см	20 шт.	зеленый
ME 2110	21G	10 см	20 шт.	зеленый
ME 2115	21G	15 см	20 шт.	зеленый
ME 2120	21G	20 см	20 шт.	зеленый
ME 2130	21G	30 см	20 шт.	зеленый
ME 2205	22G	5 см	20 шт.	черный
ME 2210	22G	10 см	20 шт.	черный
ME 2215	22G	15 см	20 шт.	черный
ME 2220	22G	20 см	20 шт.	черный
ME 2305	23G	5 см	20 шт.	синий
ME 2310	23G	10 см	20 шт.	синий
ME 2315	23G	15 см	20 шт.	синий
ME 2320	23G	20 см	20 шт.	синий
ME 2505	25G	5 см	20 шт.	оранжевый
ME 2510	25G	10 см	20 шт.	оранжевый

БИОПСИЙНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ BIOMEDICAL





ИГЛА ДЛЯ ТОНКОИГОЛЬНОЙ ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ БИОПСИИ, ТИП ФРАНЗЕН

- Высококачественная японская сталь.
- Коннектор Luer-lock.
- Эхогенный маркер.
- Прозрачный павильон.
- Скользящий металлический ограничитель.
- Трехзубцовая заточка канюли.

Код	Размер иглы	Длина иглы	Количество в упаковке	Цветовой код размера
MEF 1810	18G	10 см	20 шт.	розовый
MEF 1815	18G	15 см	20 шт.	розовый
MEF 1820	18G	20 см	20 шт.	розовый
MEF 2010	20G	10 см	20 шт.	желтый
MEF 2015	20G	15 см	20 шт.	желтый
MEF 2020	20G	20 см	20 шт.	желтый
MEF 2110	21G	10 см	20 шт.	зеленый
MEF 2115	21G	15 см	20 шт.	зеленый
MEF 2120	21G	20 см	20 шт.	зеленый
MEF 2210	22G	10 см	20 шт.	черный
MEF 2215	22G	15 см	20 шт.	черный
MEF 2220	22G	20 см	20 шт.	черный
MEF 2310	23G	10 см	20 шт.	синий
MEF 2315	23G	15 см	20 шт.	синий
MEF 2320	23G	20 см	20 шт.	синий





ИГЛА ДЛЯ ТОНКОИГОЛЬНОЙ ЦИТО-ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ БИОПСИИ, ТИП ВЕСТКОТТ

- Высококачественная японская сталь.
- Коннектор Luer-lock.
- Эхогенный маркер.
- Комбинированная разметка.
- Прозрачный павильон.
- Скользящий ограничитель.
- Латеральное отверстие с заточкой.

Код	Размер иглы	Длина иглы	Количество в упаковке	Цветовой код размера
MEW 1810	18G	10 см	20 шт.	розовый
MEW 1815	18G	15 см	20 шт.	розовый
MEW 1820	18G	20 см	20 шт.	розовый
MEW 2010	20G	10 см	20 шт.	желтый
MEW 2015	20G	15 см	20 шт.	желтый
MEW 2020	20G	20 см	20 шт.	желтый
MEW 2110	21G	10 см	20 шт.	зеленый
MEW 2115	21G	15 см	20 шт.	зеленый
MEW 2120	21G	20 см	20 шт.	зеленый
MEW 2210	22G	10 см	20 шт.	черный
MEW 2215	22G	15 см	20 шт.	черный
MEW 2220	22G	20 см	20 шт.	черный

БИОПСИЙНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ BIOMEDICAL





НАБОР ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ АСПИРАЦИОННОЙ БИОПСИИ ПЕЧЕНИ, ТИП МЕНЬЖИНИ

- Высококачественная японская сталь.
- Коннектор Luer-lock.
- Эхогенный маркер.
- Комбинированная разметка.
- Съемная канюля.
- Скользящий ограничитель.
- Заточка по Меньжини.
- Фиксатор поршня в шприце.

Код	Размер иглы	Длина иглы	Количество в упаковке	Цветовой код размера
BC 1610	16G	10 см	20 шт.	белый
BC 1615	16G	15 см	20 шт.	белый
BC 1620	16G	20 см	20 шт.	белый
BC 1625	16G	25 см	20 шт.	белый
BC 1710	17G	10 см	20 шт.	красный
BC 1715	17G	15 см	20 шт.	красный
BC 1720	17G	20 см	20 шт.	красный
BC 1725	17G	25 см	20 шт.	красный
BC 1810	18G	10 см	20 шт.	розовый
BC 1815	18G	15 см	20 шт.	розовый
BC 1820	18G	20 см	20 шт.	розовый
BC 1825	18G	25 см	20 шт.	розовый
BC 1910	19G	10 см	20 шт.	коричневый
BC 1915	19G	15 см	20 шт.	коричневый
BC 1920	19G	20 см	20 шт.	коричневый
BC 1925	19G	25 см	20 шт.	коричневый
BC 2010	20G	10 см	20 шт.	желтый
BC 2015	20G	15 см	20 шт.	желтый
BC 2020	20G	20 см	20 шт.	желтый
BC 2025	20G	25 см	20 шт.	желтый
BC 2110	21G	10 см	20 шт.	зеленый
BC 2115	21G	15 см	20 шт.	зеленый
BC 2120	21G	20 см	20 шт.	зеленый
BC 2125	21G	25 см	20 шт.	зеленый
BC 2210	22G	10 см	20 шт.	черный
BC 2215	22G	15 см	20 шт.	черный
BC 2220	22G	20 см	20 шт.	черный
BC 2225	22G	25 см	20 шт.	черный




ИГЛА ДЛЯ ДООПЕРАЦИОННОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ НЕПАЛЬПИРУЕМЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

- Игла предназначена для локализации непальпируемых новообразований молочной железы.
- Струна проводника изготовлена из медицинской стали высокой прочности.
- Позиционирование иглы может производится под ультразвуковым или рентгенологическим контролем.
- Доступна в двух версиях: L-образная с одним крючком (IM) или Z-образная с двумя крючками (IMX).

Код	Размер иглы	Длина иглы	Крючок	Кол-во в упаковке	Цветовой код размера
IM1810	18G	10 см	L-образный	20 шт.	розовый
IM2007	20G	7 см	L-образный	20 шт.	желтый
IM2010	20G	10 см	L-образный	20 шт.	желтый
IM2107	21G	7 см	L-образный	20 шт.	тёмно-зеленый
IM2110	21G	10 см	L-образный	20 шт.	тёмно-зеленый
IMX1807	18G	7 см	Z-образный	20 шт.	розовый
IMX1810	18G	10 см	Z-образный	20 шт.	розовый
IMX2007	20G	7 см	Z-образный	20 шт.	желтый
IMX2010	20G	10 см	Z-образный	20 шт.	желтый

БИОПСИЙНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ BIOMEDICAL



ИГЛА ДЛЯ ГАЛАКТОГРАФИИ

- Игла предназначена для диагностики нахождения опухолевых образований в молочной железе путем контрастирования молочных протоков рентгеноконтрастным веществом под контролем рентгеновского излучения.
- Состоит из удлинительной магистрали с Луер-разъемом и тупоконечной иглы.

Код	Размер иглы	Длина иглы	Кол-во в упаковке	Цветовой код размера
ID27/D20 прямая канюля	27G	20 мм	20 шт.	серый
ID27/C20 изогнутая канюля	27G	20 мм	20 шт.	серый

Сайт: mediteczt.ru

Телефон: +7(812)622-10-15

Email: info@mediteczt.ru

МЕДИТЕК®
ЗНАМЯ ТРУДА